

CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS	3	
MAIN FEATURES & BENEFITS	6	
COMPONENTS & DESCRIPTION	7	
BEFORE USE.....	9	
POSITION ADJUSTMENT	13	
AFTER USE.....	15	
PROGRAMS & SELECTION.....	16	
PRESET PROGRAMS	17	
MANUAL SELECTION.....	19	
TROUBLESHOOTING.....	22	
REGULAR MAINTENANCE FOR SAFETY	23	
FAQ	24	
CARE AND STORAGE	25	
AFTER SALES SERVICE.....	26	
SPECIFICATIONS	27	

- Please read this Operating Manual before use.
- Keep this Operating Manual nearby so that you can refer to it anytime.
- This product is designed for home use.

SAFETY PRECAUTIONS

Be sure that you have read these SAFETY PRECAUTIONS thoroughly before using your INADA chair for the first time. The Operating Manual contains important information about how to use the chair safely and correctly, avoiding possible damage to property or injury to persons using the chair and others. First of all, you should understand well the meaning of the indications and symbols described below, which are used throughout the Operating Manual to highlight important safety instructions. Please adhere to all precautions. Descriptions of each chair component can be found on pages 7-8.

Types of Indications			
	Warning This action could result in serious injury or death.		
	Caution This action could result in personal injury or damage to property.		
Types of Symbols and Description			
	Prohibited.		Do not disassemble.
	Do not handle with wet hands.		Do not use in a location where the chair may become wet.
	Do not use in a bathroom.		
	Required action.		Unplug the power plug from the wall outlet.

Remember to keep this Operating Manual in an easily accessible place.



Safety Precautions: Installation			
	<ul style="list-style-type: none"> Do not install the chair in an area of high humidity, such as a bathroom or sauna. → Could result in electric shock or damage to the chair. 		<ul style="list-style-type: none"> Never connect the ground wire to gas pipes, water pipes, telephone lines, or lightning rods.
	<ul style="list-style-type: none"> Install on a flat, level surface only. → Chair could tip over accidentally if placed on an uneven surface, resulting in an accident. 		

Safety Precautions: Installation		
	<ul style="list-style-type: none"> Space Requirements This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current in order to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. • Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product if it will not fit the outlet; have a proper outlet installed by a qualified electrician. This product uses on a normal Alternating Current(AC) circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in the figure to the right. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning. 	



	<ul style="list-style-type: none"> Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons. Use this appliance only for its intended use as described in this Operating Manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair. Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle. Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like. Never drop or insert any object into any opening. Do not use outdoors. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
	<ul style="list-style-type: none"> An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons. Keep the cord away from heated surfaces. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet. Keep children away from extended foot support (or other similar parts). Connect this appliance to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Safety Precautions: Before Use

Warning



 Prohibited	<ul style="list-style-type: none"> ● The following persons must not use this massage chair: <ul style="list-style-type: none"> ○ Persons who have been instructed by a doctor to avoid massage therapy. Ex. Thrombosis, severe aneurism, acute varicosity, or dermatitis and/or skin infection including inflammation of the hypodermis. ○ Persons with suspected acute neck sprain (whiplash injury) ● Do not use a power supply other than the one specified. <ul style="list-style-type: none"> → May result in fire or electric shock. ● Do not use with any type of transformer device. <ul style="list-style-type: none"> → May result in damage to the chair or electric shock. ● Do not use the chair if the power cord or plug is damaged, or if the wall outlet connection is loose. <ul style="list-style-type: none"> → Persons result in electric shock, short circuit, or combustion. ● Before each use, check for holes or tears in the fabric of the active area. Also, check the other parts for tearing. Unplug the chair and contact your local distributor for assistance. Never use the chair with the fabric of the active area removed or with holes or tears in the fabric, because doing so is extremely dangerous. <ul style="list-style-type: none"> → Using the chair with holes or tears in the fabric could result in injury or electric shock. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Model number</th> <th>Power supply</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HCP-WG1000A</td> <td>AC120V~</td> </tr> <tr> <td>HCP-WG1000D</td> <td>AC220-240V~</td> </tr> <tr> <td>HCP-WG1000E</td> <td>AC110V~</td> </tr> </tbody> </table>	Model number	Power supply	HCP-WG1000A	AC120V~	HCP-WG1000D	AC220-240V~	HCP-WG1000E	AC110V~
Model number	Power supply									
HCP-WG1000A	AC120V~									
HCP-WG1000D	AC220-240V~									
HCP-WG1000E	AC110V~									
 Required Action	<ul style="list-style-type: none"> ● Persons with any of the following conditions should seek medical advice before using the chair: <ul style="list-style-type: none"> ○ Serious heart conditions ○ Sensory impairment caused by serious peripheral circulatory disorders due to diabetes and other diseases ○ Osteoporosis, spinal fractures, acute pain and/or symptoms thereof ○ Persons being treated for personal injuries ○ High fever (38°C (100°F) or higher) Ex. Strong acute inflammation illness caused by fatigue, chills, blood pressure fluctuation, or asthenia ○ Persons in the early stages of pregnancy, or immediately after giving birth ○ Persons who have electronic medical device(s) easily susceptible to electromagnetic interference Ex. pacemaker ○ Abnormal or curved spine ○ Persons planning to use the chair for treatment or for rehabilitation purposes ○ Persons with malignant tumor(s) ○ Persons under bed rest orders ○ Persons with acute gastro-intestinal complaints or ailments such as gastritis, enteritis, or hepatitis ○ Persons under a doctor's care, or those experiencing unusual physical discomfort ○ Joint dysfunction due to rheumatism, gout, or other diseases ○ Persons with symptoms such as qualm, dizziness, or tinnitus ○ Inflammation due to sprains, muscle strain, or other injuries ○ Persons with thecitis or suspected thecitis ○ Persons with thermoanesthesia ● Elderly people and persons with weak bones should seek medical advice before using the chair, even if they do not have a specific disease. ● If your condition does not improve after use, consult a doctor or specialist. 									

Caution

 Prohibited	<ul style="list-style-type: none"> ● Do not use the chair in any way not prescribed by the Operating Manual. Do not use the chair together with any other therapeutic device or with an electric blanket. <ul style="list-style-type: none"> → May result in injury or have a negative effect on health. ● Do not move the chair while someone is in it. <ul style="list-style-type: none"> → Accident or injury may result if the chair tips over. ● Do not sit down on the chair while the seat back is reclined. <ul style="list-style-type: none"> → Any sudden impact on the leg rest could cause damage to the mechanism. Also, an accident or injury may result if the chair tips over. ● Do not use with anything other than the accessories supplied with this product. 	
 Required Action	<ul style="list-style-type: none"> ● Before plugging the power cord into the wall outlet, make sure that the main POWER switch is set to OFF. <ul style="list-style-type: none"> → May result in damage to the chair or electric shock. ● Make sure that the plugs on the power cord are inserted fully into the cord connector and the wall outlet. <ul style="list-style-type: none"> → May result in electric shock, short circuit, or combustion. ● Before using the chair for the first time, turn on all the switches in order as indicated in this Operating Manual to check that the chair is operating properly. ● Start off with a lighter massage. <ul style="list-style-type: none"> → Starting with a deep massage may result in injury. Elderly people and persons with weak bones should be especially careful when selecting massage intensity. ● For safety, first check the position of the mechanism. If the mechanism is not in the storage position, turn the main POWER switch ON and check that the mechanism returns to its storage position before sitting down slowly. For the storage positions, see page 7. ● Do not climb onto, stand on, sit on or otherwise subject the leg rests to a heavy load. <ul style="list-style-type: none"> → Personal injury or damage to the chair may result if the chair tips over. ● If you use the chair after it has not been used for a long time, read this Operating Manual again thoroughly and check if the chair operates properly. 	

Safety Precautions: During Use

Warning




 Prohibited	<ul style="list-style-type: none"> ● Do not wrap the power cord or the remote control cord around the chair, or place the chair on top of either cord. Do not scratch, tear, treat, unduly twist, stretch or bend the power cord or the remote control cord. <ul style="list-style-type: none"> → The cords may be damaged, resulting in fire or electric shock. ● Do not spill water and/or other liquids on the chair or remote control. <ul style="list-style-type: none"> → May result in electric shock, short circuit, or combustion. ● Children and those who are unable to express their intentions should not use the chair. Keep children and pets off the chair and away from the surrounding area (especially behind the reclining seat back or under the leg rest). <ul style="list-style-type: none"> → Could result in accident or injury. ● Do not use the chair while more than one person is sitting in it. In particular, do not use the chair while holding a small child (or baby). <ul style="list-style-type: none"> → Could result in accident or injury. ● Do not use the chair while your body is wet, or with wet hands. <ul style="list-style-type: none"> → Could result in electric shock or damage to the chair. ● Do not use the chair if the fabric is torn. If it is, unplug the power plug from the wall outlet. <ul style="list-style-type: none"> → Could result in an accident, injury or electric shock. Contact your local distributor for repairs. ● Do not release your hands suddenly while lifting the chair by hand. 	
 Required Action	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure no one, especially children or pets, is around the chair before starting a massage program or when lowering or raising the reclining seat back. Be careful that people or objects are not caught behind the seat back or under the leg rest. <ul style="list-style-type: none"> → Could result in accident or injury. ● If a person or object is trapped, press the recline button to return the chair to a safe position. 	

SAFETY PRECAUTIONS

SAFETY PRECAUTIONS



Safety Precautions: During Use

⚠ Caution

 <p>Prohibited</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Do not use the chair unclothed. ● Do not use the chair for purposes other than massage, or other than the ordinary uses of a chair. → Could result in accident or injury. ● Do not use the chair to massage the head, chest, stomach, and/or joints (knees, elbows). → May result in nausea or injury. Place a soft towel behind your neck if you want to avoid intense stimulation of the area. ● Do not place your hands into the roller tracks, or the moving parts of the reclining seat back or other areas. Do not sit wearing hard objects, such as a hair accessory, necklace, watch, bracelet or ring. → May result in personal injury. ● Do not place your legs anywhere other than the active area (leg mechanism) described in this Operating Manual. ● Do not place anything other than legs and feet on the leg rest. → May result in personal injury. ● Do not operate the massage chair or leave it operating when there is no one in it. → Could result in accident or injury.
 <p>Required Action</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● In an emergency, or if you find any abnormal condition, push the EMERGENCY STOP button on the remote control to stop operation immediately. ● If you get acute pain or other unusual physical discomfort while using the chair, immediately discontinue the use of the chair and seek medical advice. ● If you feel the massage is too strong, reduce the stimulation according to this Operating Manual. If this solution does not work, stop using and contact your local distributor. → May result in injury if you continue use with high stimulation under such circumstances. ● If you feel that the massage is too intense after removing the buffer pad, stop use immediately and reinstall the buffer pad. → May result in personal injury. ● Do not operate a massage without the back pad. ● Do not fall asleep in the chair during a massage session. → May result in personal injury. ● Keep massage sessions to no longer than 30 minutes. Do not exceed 5 minutes for an area-specific massage of any particular part of the body. → Continuous use for extended periods of time can result in over-stimulation, which could cause the opposite of the desired effect, or even injury. Limit the massage time to a total of about 30 minutes in a day. ● If your leg or foot comes out of the leg rest during the massage, do not try to force it back in. → Undue force may result in damage to the mechanism.
 <p>Unplug the chair</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● If there is a power outage or the possibility of a power outage, stop operation immediately and turn the main POWER switch to OFF. Unplug the power plug from the wall outlet. → Accident or injury may result if the chair is still in operating mode when the power resumes. ● If there is a threat of lightning, stop operation immediately and turn the main POWER switch to OFF. Unplug the power plug from the wall outlet. ● If an operation does not start, or if you find any abnormality, stop the chair immediately and turn the main POWER switch to OFF to prevent an accident. Unplug the power plug from the wall outlet. Contact your local distributor for inspection or repairs. → Electric shock or fire caused by a short circuit may result if the chair is left plugged in under such circumstances.



Safety Precautions: After Use or When Not in Use

⚠ Caution

 <p>Prohibited</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Be sure to turn the main POWER switch to OFF after every use and to unplug the power plug from the wall outlet. → An accident or injury may result if children or pets play with the chair. ● Do not use a power cord for anything other than the chair. ● After using the chair, be sure to fully return the reclining seat back to the upright position. ● Wipe the chair off after every use, and store the chair in a place with low humidity. ● Do not place any object on the chair.
 <p>Unplug the chair</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Hold the power plug when unplugging from the wall outlet. Do not pull on the power cord. → May result in electric shock or fire caused by short-circuiting. ● Before cleaning the chair, make sure to unplug the power plug from the wall outlet. Do not plug or unplug the power plug with wet hands. ● If the chair is left unused for a while, be sure to unplug it from the wall outlet. → Insulation degradation by dirt or moisture may cause electric shock, or fire due to short-circuit.

Other Precautions

⚠ Warning

 <p>Prohibited</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Do not stand on the chair. Do not make a major impact or sit on any part of the chair other than the seat. → Personal injury or damage to the chair may result if the chair tips over.
 <p>Do not disassemble</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Do not try to repair any malfunction of the chair. Contact your local distributor for assistance. ● A damaged power cord is dangerous. If the power cord is damaged, contact your local distributor for replacement. ● Do not modify or remodel the chair. → May result in fire, electric shock, or injury.

⚠ Caution

 <p>Required Action</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● If you lend, sell, or otherwise transfer the chair to another party, make sure to include this Operating Manual.
--	---

Note

- Before disposing of the product or its accessories, consult your local authorities about the proper procedure.

MAIN FEATURES & BENEFITS

Main Features

New, full-body approach to massage

Full body massage with a double active area mechanism

Two active area mechanisms are used, for the back and legs, and their operations can be synchronized for integrated stretching. A centripetal method that returns the blood flow from the extremities of the body back towards the heart and a centrifugal method that induces the blood to flow from the heart to the extremities of the body are also available.

In addition, focused massages can be performed for your upper body and lower body at the same time, giving you a thorough massage.

Legs held tight for kneading

Ring shiatsu mechanism for the legs

A ring-shaped shiatsu mechanism that we developed with our own technology holds the calves and other leg areas firmly for kneading.

Finding shiatsu points over the entire body

An automatic full body shiatsu point search system using optic sensors

Using optic sensors that we developed with our own technology, the shiatsu points that vary from person to person are found before starting the massage.

Even asymmetrical knotting can be relieved

An active area with independent left and right push-out for kneading and tapping

The independent left and right air push-out mechanisms can perform a focused massage of asymmetrical knotting or fatigue in the upper body.

A posture that feels weightless

Zero gravity angle

The reclining seat back angle during a massage is set automatically to an angle that minimizes the load on muscles.

The massage is performed in a comfortable posture that almost feels like weightlessness.

Firmly held for shiatsu

Sole massage

The ends of your feet are held for a massage that stimulates your soles using the ring-shaped shiatsu mechanism.

Relieve any kind of fatigue

Wide range of programs

The preset programs allow you to select the optimal program according to your purpose, while the manual programs allow you to freely combine different operations.

Fingers

Heater function

Heats your extremities to relax your body.

Benefits


As a therapeutic massage device in the general households, the INADA chair provides the following benefits.

- Relaxes muscles
- Relieves minor muscle aches and pains

COMPONENTS & DESCRIPTION

Chair

COMPONENTS & DESCRIPTION




①	Headrest (with headrest cover)	
②	Pads	
	② -1	Back Pad
	② -2	Leg Pad
③	Reclining Seat Back	
④	Armrest (right)	
⑤	Armrest (left)	
⑥	Seat	
⑦	Leg Rest	
⑧	Remote Control	

⑨	Remote Control Pocket
⑩	Back Cover
⑪	Wheels
⑫	Main POWER Switch
⑬	Power Connector
⑭	Connector
⑮	Power Cord
⑯	Plug
⑰	Headrest (large)
⑱	Headrest Cover

⑲	Active Area (back mechanism)
⑳	Active Area (leg mechanism)
㉑	Armrest Anchor (right)
㉒	Armrest Anchor (left)
㉓	Storage Position (back mechanism)
㉔	Storage Position (leg mechanism)
㉕	Air Cushion


Remote Control



①	POWER Button	Turns the remote control power ON and OFF. Pushing the POWER button while the chair is activated causes the rollers to return to the storage position, after which the chair turns itself off. The button lights in green while the power to the remote control is ON, lights in orange while the power is OFF, and flashes in red while the chair is stopped in an emergency.
②	EMERGENCY STOP Button	Use this button to shut the chair off immediately in an emergency or if there is a malfunction during operation of the chair. The rollers will stop immediately.
③	Roller Position Display	The position of the roller during the massage is displayed.
④	Shiatsu Points Locator Indicator	A light indicates when the shiatsu point search is operating and when the search has finished.
⑤	Preset Program Buttons 1	Use to select the corresponding program.
⑥	Recline Button	Use to adjust the angle of the reclining seat back.
⑦	Position Adjustment Buttons (Shoulders & Legs)	Use to adjust the shoulder position while the shiatsu point locator is operating, and to adjust the roller position during manual selection mode.

COMPONENTS & DESCRIPTION

Remote Control/Inside the Panel



⑧	Preset Program Buttons 2	Use to select the corresponding program.
⑨	Intensity Adjustment Buttons	Use to adjust the intensity of the back mechanism and leg mechanism.
⑩	Balance Adjustment Buttons	Use to set the balance between the left and right massage of the back mechanism.
⑪	Manual Selection Buttons	Use to select basic operations or special operations.
⑫	Arm Air Massage Button	Use to select an air massage of the arms.
⑬	Auto Upright Cancel Button	The automatic seat reclining raise operation when the course is completed can be set ON/OFF.
⑭	Hand Warmer Button	Use to switch the hand warmer ON/OFF.

Warning	<ul style="list-style-type: none"> Do not spill water and/or other liquids on the remote control. Do not handle the remote control with wet hands.
Caution	<ul style="list-style-type: none"> Do not sit on the remote control. Do not drop or step on the remote control. Do not pull the remote control cord forcibly. Do not use pointed or hard objects to push the buttons. <p>→ May result in damage to the remote control.</p>

BEFORE USE

- This product is shipped with the reclining seat back in its fully reclined position. Be sure to raise the seat back and armrests.
- Do not expose the chair to sudden bursts of heat. If the room where the chair is to be used is cold, turn the heat up slowly. If the chair is moved from a cold place into a heated room, wait one hour before using the chair.
→ Condensation could occur in the moving parts of the chair, which may compromise performance.

Installation


Allow for at least 40 cm (16 inch) clearance behind the chair and enough space in front of the chair for people to pass by, to enable the seat back to be fully reclined without obstruction.

BEFORE USE

Caution






- Do not install the chair in an area of high humidity, such as a bathroom or sauna.
- Install on a flat, level surface only.
- Do not install the chair where it can come into contact with direct heat, such as direct sunlight or a radiator.
- Keep fire sources such as cigarettes and ashtrays away from the chair.

- To avoid damaging floor surfaces and to minimize the chair noise, it may be better to install the chair on a carpeted surface or to lay a piece of carpet under the chair.
(Do not use electric blanket.)
- The chair is very heavy, so please be careful when unloading it so as not to damage floor surfaces.
- Install the chair at least 1 m (39 inch) away from TVs, radios, and other audio or video equipment. Otherwise they may make noises affected by the operation of the chair.
- The load to the floor per 1 cm² (0.4 inch²) is approximately 1.0 kg (2.2 lb) with a person weighing 100 kg (220 lb) sitting on the chair.





Checking the Supplied Items

Check that the chair and the other items are all in the package.

Chair	Items Included			
	 Operating Manual	 Buffer Pad	 Power Cord	 Remote Control Pocket

How to Transport or Move the Chair

Turn the main POWER switch to OFF and disconnect the plug from the wall outlet before moving the chair.

To Move with the Wheels	To Carry
Fully recline the seat back, hold the handle on the rear of the leg rest, and then move the chair on the wheels by lifting and holding up the front part of the chair.	Fully recline the seat back and carry the chair by holding the handle on the upper part of the back cover and the rear of the leg rest.
	

BEFORE USE

- The chair is very heavy, so be careful not to hurt your lower back when transporting or moving it.
- The remote control is attached to the chair, so make sure that it does not fall when moving the chair.




Caution

- Do not move the chair while someone is in it.
- Be sure to disconnect the power cord from the wall outlet before moving the chair.
→ The power cord may be damaged, resulting in fire or electric shock.


How to Raise the Armrests

Raise the armrests with the following procedure.

① Raise the folded armrests.



② Rotate the stopper to apply the lock.
(For safety, rotate as far as it will go.)



How to Fold the Armrests

Fold by following the raising procedure in reverse.



Caution

- Be careful not to trap your hands or fingers when raising or folding the armrests.
- If you use the chair while the armrests are not locked, they may fold accidentally.
→ May result in accident or injury.


BEFORE USE

How to Install the Remote Control Pocket


The remote control pocket can be installed on an armrest.

While the armrest is raised, firmly install the remote control pocket onto the velcro on the rear side of the armrest. To remove, perform the installation procedure in reverse.

BEFORE USE



Use with the remote control inserted into the remote control pocket as shown in the figure on the right.




⚠ Caution


● When the remote control is inserted into the remote control pocket, be careful of the remote control cable.

How to Connect the Main Power

① First, plug the power cord into the cord connector located at the back of the chair. Then, plug the other end into the wall outlet.



② Set the main POWER switch located at the back of the chair to ON.



*If the main POWER switch is turned ON while the rollers are stopped partway, they will automatically return to the storage position and then stop.

⚠ Warning

● Do not use with any type of transformer device.
→ May result in damage to the chair or electric shock.

⚠ Caution

● Before plugging the power cord into the wall outlet, make sure that the main POWER switch is set to OFF.
● Make sure that the plug on the power cord is inserted fully into the wall outlet.
● Before using the chair for the first time, turn on all the switches in order as indicated in this Operating Manual to check that the chair is operating properly.


Checking the Chair Fabric

Check the fabric in all areas for tearing.

① Back Pad


Open the top zipper.

Fold the back pad forward, and check with your hand that the fabric is not damaged.



② Leg Pad

Check with your hand that the fabric is not damaged from the open areas on the sides of the leg pad.





BEFORE USE

⚠ Caution

● Before each use, check for holes or tears in the fabric of the active area. Also, check the other parts for tearing. Unplug the chair and contact your local distributor for assistance. Never use the chair with the fabric of the active area removed or with holes or tears in the fabric, because doing so is extremely dangerous.

Laying Out the Remote Control Cord (Same for Left and Right)

① Pass the remote control cord through the Velcro on the rear of the foot area and secure it.



② Pass the velcro attached to the remote control cord through the ring at the end of the armrest anchor and secure it.

③ Insert the remote control into the remote control pocket.

POSITION ADJUSTMENT

How to Sit

Normally, the mechanism is drawn back into the storage position. For safety, first check the position of the mechanism. If the mechanism is in any position other than the storage position, turn the main POWER switch ON before sitting down to allow the mechanism to return to its storage position. When you finish checking, sit down slowly in the center of the seat.




Caution

- **Do not sit down on the chair while the seat back is reclined.**
→ Any sudden impact on the reclining seat back or leg rest could cause damage to the mechanism. Also, an accident or injury may result if the chair tips over.
- **Start off with a lighter massage.**

Precautions for Getting On or Off the Chair

When getting on or off the chair, do not support yourself by placing your hands onto the air cushions attached to the armrests. May result in a mechanical failure. Support yourself when getting on or off the chair by placing your hands on the end of the armrest anchor.

POSITION ADJUSTMENT




Warning

- **Do not subject the armrests to strong impacts from above.**
→ Personal injury or damage to the chair may result if the chair tips over.

Headrest Adjustment

The headrest is attached to the chair with Velcro on its rear side so that you can adjust the position. Adjust the headrest to match the position of your head before starting the massage.

Adjust the headrest position by changing the position it is attached to the velcro on the chair.



Proper Position of Headrest



Do not place at the rear of your neck.




Place it at the rear of your head (occipital).

- **Place the headrest in the proper position. If it is not placed properly, the automatic shiatsu point locator may not function properly.**


How to Remove the Headrest Cover

The headrest cover attached to the headrest can be removed with the following procedure.

① Remove the headrest from the chair.




② Remove the band-shaped part of the headrest from the open area in the center of the headrest cover, and pull out the headrest from the open area on the side of the headrest cover.



How to Use the Buffer Pad

If you feel that the massage is too intense, place the supplied buffer pad onto the back pad or seat.



POSITION ADJUSTMENT

⚠ Caution


- Make sure that the buffer pad does not curl up or become lop-sided.
→ May result in accident or injury.

How to Use the Armrest

Place your arm as shown in the diagram below so that your elbow is between the armrest and reclining seat back.

Place your elbows between the armrest and reclining seat back.

Insert so that your palm is facing down.



⚠ Caution

- Do not use for anything other than your arms.
→ May result in personal injury.
- If your arm comes out of the armrest during the massage, do not try to force it back in.
→ Undue force may result in damage to the mechanism.
- Do not massage your elbows. Also, be sure that your palms are facing down when massaging your arms. Do not insert your arm in the other direction.
→ May result in personal injury.

POSITION ADJUSTMENT

How to Use the Reclining Seat Back

POSITION ADJUSTMENT


Vertical Adjustment

- To raise the reclining seat back

Press the top recline button to raise the reclining seat back.

- To lower the reclining seat back

Press the bottom recline button to lower the reclining seat back.



AFTER USE

Hold Function

Press a recline button for 2 seconds or longer to move the reclining seat back automatically to its maximum position.

While the reclining seat back is moving, you may feel a slight rocking.


This occurs when the center of gravity shifts while the reclining seat back is moving.

Warning


- Make sure no one, especially children or pets, is around the chair before starting a massage program or when lowering the reclining seat back. Be careful that people or objects are not caught behind the seat back or under the leg rest.

How to Use the Leg Rests in the Soles Program

When using the soles program, check that the leg mechanism is in position, and then place your feet between the rollers as shown in the figure below.



Insert your heels here.



AFTER USE

While making sure there is nothing in the surrounding area, fully return the reclining seat back to its upright position.

Set the main POWER switch located at the back of the chair to OFF.

Unplug the power plug from the wall outlet. This will save energy because no standby power will be consumed.

Caution

- Be sure to turn the main POWER switch to OFF after every use and to unplug the power plug from the wall outlet.
→ An accident or injury may result if children or pets play with the chair.
- After using the chair, be sure to fully return the reclining seat back to the upright position.
- Wipe the chair off after every use, and store the chair in a place with low humidity.
- Hold the power plug when unplugging from the wall outlet. Do not pull on the power cord.
- If the chair is left unused for a while, be sure to unplug it from the wall outlet.
- Be careful not to tangle yourself in the cords and trip over.

PROGRAMS & SELECTION

Preset Programs

The preset programs make it easy to select a program that suits your preferences or objectives.

Healthcare Programs

Full Body Quick

This program is recommended for recovering from muscle fatigue over the entire body in a short time.

Full Body Relief

The purpose of this program is to recover from muscle fatigue over the entire body. The program performs integrated stretching for the shiatsu points over the entire body, from the base of the neck to the ankles.

Morning

Massages along the veins, using a centripetal method that returns the blood flow from the extremities of the body back towards the heart. This program is recommended for refreshing or awakening the body.

Night

Massages along the arteries, using a centrifugal method that induces the blood to flow from the heart to the extremities of the body. This program is recommended before sleeping to relax the body.

Back Intensity Balance

This program adjusts the left and right balance of the body by automatically adjusting the left and right roller push-out to perform a massage that focuses individually on the left and right of the back.

Focused Programs

Neck / Shoulders

This massage focuses on the base of the neck, back of the neck, top of the shoulders, and shoulders.

Lower Back / Pelvis

This massage focuses on the area from the lower back to the buttocks, and on the thighs.

Legs / Hips

This massage focuses on the area from the calves to the thighs, and on the buttock area.


Manual Selection

You can combine your favorite massage types. You can also adjust the speed, intensity, and roller positions.

PRESET PROGRAMS

Preset Program Messages

- 8 automatic programs provide a variety of different massages to relieve fatigue.
- With the preset program buttons, you can choose your favorite program to give you a massage according to the preset menu.



1 Press the POWER button.

If no selection is made within 5 minutes, the power shuts off automatically.

2 Press the desired program button.

The reclining seat back moves until it reaches the zero gravity angle*. Then, the shiatsu point locator indicator turns on and shiatsu point locating is performed.

[Note]

Sit as far back as possible in the chair and put your head against the headrest in a relaxed manner. Shiatsu points cannot be accurately located if you are not properly seated.





3 The shoulder positions can be adjusted.

After the shiatsu points are located, the roller buttons flash.


The shoulder positions can be adjusted while the buttons flash. If no adjustment is required, do not use these buttons.

Shoulder Position Adjustment

If the shoulder positions are not correct, adjust the shoulder positions while the roller buttons are flashing.




* About the Zero Gravity Angle



This is a reclining angle that minimizes the load on the muscles, using a posture that brings to mind a feeling of weightlessness.

4 The program starts.

When shiatsu point locating is completed, the Search Complete light turns on and the program starts. During program operation, you can adjust the mechanism intensity, adjust the air intensity, or cancel the air operation.



Mechanism Intensity Adjustment



The mechanism intensity can be adjusted in 3 levels.

Each time the button is pressed, the intensity changes in the order of Low, Medium and High. (The default setting when the program starts is Medium.)

Air Massage Intensity Adjustment and Cancellation



The air massage intensity can be adjusted. Each time the air intensity button is pressed, the intensity changes in the order of Low, Medium and High. (The default setting when the program starts is Medium.)

Back Intensity Balance Function



Left Intensity	Left intensity reduces the number of massages on the right side of the back, and increases the number of massages on the left side of the back.
Equal Left & Right	This setting keeps the same balance for the massages on the left and right of the back.
Right Intensity	Right intensity reduces the number of massages on the left side of the back, and increases the number of massages on the right side of the back.

5 The program finishes.

The reclining seat back automatically rises, and the rollers return to their storage position. Then, the power to the remote control is shut off. However, the reclining seat back can still be adjusted up or down.

Auto Upright Cancel



The automatic rising of the reclining seat back after the program is completed can be canceled. A green lamp lights while this function is canceled. Press the button again to release the cancellation and raise the reclining seat back when the program is completed.

Changing Programs

Before the program in progress finishes, you can change it to another program. After a total duration of 30 minutes, the course in progress stops even if not completed.

Switching from One Preset Program in Progress to Another

When the button of one preset program is pressed while another preset program is in progress, the rollers return to the detected shoulder positions, and the shoulder positions are checked again before starting the new program. The shoulder positions can be adjusted while the shoulder positions are being checked again.

Switching from a Preset Program to a Manual Selection

When one of the buttons for a manual selection located inside the panel of the remote control is pressed while a preset program is in progress, the preset program immediately stops, and the selected operation starts. If an operation with shoulder detection is selected, the operation starts after checking the shoulder positions again. (To select an air massage, first select an operation such as kneading or tapping, or press the **POWER** button to stop the preset program in progress before making the selection.)

Stopping in the Middle of a Massage

To stop mid-massage, press the **POWER** button. The rollers return to their storage positions and stop.

In an emergency or if there is some malfunction during the operation of the chair, press the **EMERGENCY STOP** button. The rollers will stop immediately. After confirming safety, press the **POWER** button. The rollers return to their storage positions and stop.

When a preset program is selected, the reclining seat back may recline automatically. Also, the reclining seat back moves automatically during some programs. For this reason, before using the chair, make sure that there is no person or obstruction behind it. Also, do not let other people approach the chair during use.



Caution

- If you feel the massage is too strong, reduce the stimulation according to this Operating Manual. If this solution does not work, stop using and contact your local distributor.
→ May result in injury if you continue use with high stimulation under such circumstances.
- Do not place your hands or feet into the roller tracks, or the moving parts of the reclining seat back or other areas. Do not sit wearing hard objects, such as a hair accessory, necklace, watch, bracelet, or ring.
- If your leg or foot comes out of the leg rest during the massage, do not try to force it back in.
- Keep massage sessions to no more than 30 minutes in length. Do not exceed 5 minutes for an area-specific massage of any particular part of the body.
→ Continuous use for extended periods of time can result in over-stimulation, which could cause the opposite of the desired effect, or even injury. Limit the massage time to a total of about 30 minutes in a day.

MANUAL SELECTION

Operation of Parts and Position Adjustment

1 Press the POWER button.
If no selection is made within 5 minutes, the power shuts off automatically.

2 Press the desired button.
Select a combination of your operations of choice from basic operations, rolling, special operations and air massage.

3 The shoulder positions can be adjusted.
When an operation is selected that includes shiatsu point locating, the roller buttons flash after the shiatsu points are located. The shoulder positions can be adjusted while the buttons flash. If no adjustment is required, do not use these buttons.

4 The program starts.
When an operation is selected that includes shiatsu locating, the Search Complete light turns on and the program starts after the shiatsu point locating is completed. A basic operation can be changed, the mechanism intensity can be adjusted, and the air can be canceled or its intensity adjusted even while a program is operating.

5 The program finishes.
The rollers return to their storage positions. Then, the power to the remote control is shut off. However, the reclining seat back can still be adjusted up or down.

Roller Position Adjustment		
	When rolling is not selected: The roller position can be adjusted to the area that you want to massage.	<p>▲ The rollers move up while this button is pressed.</p> <p>▼ The rollers move down while this button is pressed.</p>
	When full body rolling is selected: Changes between up and down.	<p>▲ When pressed during a down movement, changes to up.</p> <p>▼ When pressed during an up movement, changes to down.</p>
	When partial rolling is selected: The center position of the range of partial rolling can be adjusted. The position at which you release the button becomes the center of the operation.	<p>▲ The rollers move up while this button is pressed.</p> <p>▼ The rollers move down while this button is pressed.</p>

● When up (or down) is selected when the roller is already at the highest (or lowest) position or in the shoulder position where the shiatsu points were located, a warning alarm sounds.

Width Adjustment



During a basic operation where width adjustment is possible, the width of the rollers can be adjusted in 3 steps (narrow, medium and wide).
(The default setting when the program starts is narrow.)

Speed Adjustment



During a basic operation where speed adjustment is possible, the speed of action can be adjusted in 3 steps.
(The default setting when the program starts is the medium level.)

Mechanism Intensity Adjustment



The mechanism intensity can be adjusted in 3 levels.
Each time the button is pressed, the intensity changes in the order of Low, Medium and High.
(The default setting when the program starts is Medium.)

Arm Air Massage Intensity Adjustment



The arm air massage intensity can be adjusted.
Each time the air intensity adjustment button is pressed, the intensity changes in the order of Low, Medium and High.
(The default setting when the program starts is Low.)

Changing Programs

Switching from a Manual Selection to a Preset Program

If a preset program button is pressed while a manual selection is in progress, the selection switches to the preset program. After a total duration of 30 minutes, the program in progress stops even if not completed.

Stopping in the Middle of a Massage

To stop mid-massage, press the **POWER** button. The rollers return to their storage positions and stop.

In an emergency or if there is some malfunction during the operation of the chair, press the **EMERGENCY STOP** button. The rollers will stop immediately. After confirming safety, press the **POWER** button. The rollers return to their storage positions and stop.



Caution

- **If you feel the massage is too strong, reduce the stimulation according to this Operating Manual. If this solution does not work, stop using and contact your local distributor.**
→ May result in injury if you continue use with high stimulation under such circumstances.
 - **Do not place your hands or feet into the roller tracks, or the moving parts of the reclining seat back or other areas. Do not sit wearing hard objects, such as a hair accessory, necklace, watch, bracelet, or ring.**
 - **If your leg or foot comes out of the leg rest during the massage, do not try to force it back in.**
 - **Keep massage sessions to no more than 30 minutes in length. Do not exceed 5 minutes for an area-specific massage of any particular part of the body.**
- Continuous use for extended periods of time can result in over-stimulation, which could cause the opposite of the desired effect, or even injury. Limit the massage time to a total of about 30 minutes in a day.

MANUAL SELECTION

Description of Manual Program Operations

You can select massaging actions of your choice from the manual selection massage options.

- A circle in the adjustment column means that the particular adjustment can be made in the course of that massage action.
- The width cannot be adjusted if an action for which width adjustment is not available is combined with rolling.

Back Mechanism

	Function	Action	Speed Adjustment	Width Adjustment	Up/Down Adjustment	Intensity Adjustment
Basic Operations	Kneading	Performs upward kneading and downward kneading alternately.	○	—	○	○
	Tapping	This performs a tapping type of massage.	○	○	○	○
	Kneading & Tapping	Performs upward kneading and tapping simultaneously.	○	—	○	○
Rolling	Full Body Rolling	Performs stretching of the upper body using up and down movements.	—	○	○	○
	Partial Rolling	Performs partial stretching of the upper body using up and down movements.	—	○	○	○
Special Operations	Shiatsu	Performs Shiatsu massage.	—	—	○	○
	Neck Stretch	Performs stretching centered on the neck.	—	—	—	○
	Trapezius Stretch	Performs stretching centered on the top of the shoulders.	—	—	—	○
	Shoulder Stretch	Performs stretching centered on the shoulder blade area.	—	—	—	○

(*) Special operations cannot be combined with basic operations or rolling.

Leg Mechanism

	Function	Action	Up/Down Adjustment	Intensity Adjustment
Basic Operations	Soles	Performs a massage to the soles of the feet.	○	○
	Calves	Performs a massage to the calves.	○	○
	Thighs	Performs a massage to the thighs.	○	○
Rolling	Full Body Rolling	Performs stretching of the lower body using up and down movements.	○	○
	Partial Rolling	Performs partial stretching of the lower body using up and down movements.	○	○


(*) Area-specific operations and rolling cannot be combined.

Air

Function	Action	Intensity Adjustment
Arm Air	Performs an air massage on the right and left forearms alternately.	○

TROUBLESHOOTING

If there is still a problem after trying the solutions given in this troubleshooting guide, stop using the chair immediately to prevent accident or injury, and unplug the power plug from the wall outlet. Contact the vendor for assistance.

Problem	Cause & Solution	This is part of the design and is not a malfunction.
<p>The left and right roller mechanisms are out of alignment.</p>	<p>The rollers are designed with an alternating tapping mechanism, so in the stopped position they are sometimes out of line. This is part of their design and there is nothing wrong with the chair.</p> 	
<p>The rollers moved to the head and leg areas, and then stopped.</p>	<p>The auto timer will cause the mechanism to move to the head and leg areas when the massage is finished, so as not to interfere with your movements when getting out of the chair.</p>	
<p>During kneading, sometimes rollers skip.</p>	<p>This is due to the rollers being caught in the boundaries between locations on the mechanism subjected to a large load and locations not subjected to a large load when a person is sitting in the chair. Individual differences such as body weight or body shape could also be responsible for jamming of the rollers.</p>	
<p>The POWER button of the remote control and the program button flash.</p>	<p>Set the main POWER switch located at the back of the chair to OFF, and then back ON after about 5 seconds.</p>	<p>If there is still a problem after the check, stop using the product immediately.</p> <p>TROUBLESHOOTING</p>
<p>The automatic shiatsu point locator function is not working properly. (The height of the rollers does not match the shoulders.)</p>	<p>Sit further back in the chair so that your head rests firmly on the headrest. You can adjust the shoulder position with the roller buttons immediately after the shiatsu points are located.</p>	
<p>Remote control buttons do not seem to be operating normally. Or the power does not turn on.</p>	<p>Check for the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Is the power plug fully inserted into the wall outlet? ② Is the main POWER switch located at the back of the chair set to ON? ③ Are you pressing two buttons at the same time? 	
<p>The power cord or plug is abnormally hot.</p>	<p>Stop using immediately.</p>	

Anyone other than an authorized serviceperson must not repair or disassemble.

Contact your local distributor.

TROUBLESHOOTING

Noise during chair operation

The following noises are made during operation.

Noises during tapping
Sound of the rollers rubbing against the seat cover during kneading
Sound of raising and lowering the rollers, sound of roller operations
Sound of the air massage cushions
Sound of the air pump
Sound of air discharge
Sound of raising and lowering the reclining seat back

*The sounds above do not affect performance or operation.

TROUBLESHOOTING

REGULAR MAINTENANCE FOR SAFETY

Regular Maintenance Will Preserve the Life of Your Chair

Have you experienced any of these problems?

- The chair does not start with the Main POWER switch set to ON.
- The power cord has been cracked or scratched.
- The power cord or plug becomes abnormally hot.
- The chair produces a burnt smell, abnormal sound or vibration.
- The auto timer function does not work in some cases.
- Other failures.

If you find anything listed on the left, stop using and unplug the power cord from the outlet to prevent a failure or accident. Be sure to contact your local distributor for an inspection.

To use safely

The fabric in the active area is a consumable part and its service life is 3 years. (Conditions of use: used 30 minutes a day, every day.)

For safe use, periodic inspection by your local distributor is recommended before the end of service life.

Durable years vary depending on conditions of use.

After about 5 years of use, a professional inspection is recommended even if there are no symptoms or problems.

For the inspection or repair fees, contact your local distributor.

REGULAR MAINTENANCE FOR SAFETY

FAQ

Q Can I put the chair onto a wooden floor or a heated floor?

A Yes.

However, because the chair could damage the floor surface, we recommend laying a carpet or something similar under the chair. (Same applies to other floor surfaces)

Q Can someone who is under 150 cm (5 feet) or over 180 cm (6 feet) use the chair?

A Yes.

The shoulder positions may not be correct during shiatsu point searching. If necessary, adjust the shoulder positions after shiatsu point searching.

Q Can I use the chair even if I am overweight?

A We recommend the chair be used by people weighing up to 100 kg (220 lb).

If you weigh more than that, try sitting slightly up in the chair, and not reclining too far.

Q I spilled water on the chair. What should I do?

A There is a danger of an electric shock. Immediately stop using the chair and perform the following.

- Set the main POWER switch located at the back of the chair to OFF.
- Unplug the power plug from the wall outlet. After performing the above, contact your local distributor for assistance.

Q How do I intensify the massage?

A Perform the following:

- Sit back further in the chair so that your weight is against the reclining seat back.
 - Set the mechanism intensity to High with the mechanism intensity button.
- With the methods above, you can intensify the massage.

Q How do I make the massage lighter?

A Perform the following:

- Attach the buffer pad.
 - Set the mechanism intensity to Low with the mechanism intensity button.
- With the methods above, you can make the massage more gentle.

Q Does the reclining seat back move automatically after a program has finished?

A The reclining seat back rises automatically after a preset program has finished.

However, when the automatic rising of the reclining seat back is canceled with the cancel button, the reclining seat back does not rise.

CARE AND STORAGE

Storage

- After wiping off any dust or dirt, store your chair in a place with low humidity.
- If the chair is left unused for a while, put a cover on it that will protect it from dust and dirt.
- Pets can sometimes chew on power cords, so keep pets away from the chair even when it is being stored.

⚠ Caution

- Do not install the chair where it can come into contact with direct heat, such as direct sunlight or a radiator.

Care and Maintenance

⚠ Caution

- Before cleaning the chair, make sure to unplug the power plug from the wall outlet. Do not plug or unplug the power plug with wet hands.

[Caring for the Pads and Covers]

Soak a piece of soft cloth in lukewarm water in which a small amount of mild detergent has been added. Then thoroughly wring it out before cleaning off any spots or grime.

⚠ Caution

- The fabric color may change if the chair is in contact with vinyl covers or wall coverings for a prolonged period of time.

[Caring for the Remote Control]

Wipe dirt off the remote control with a dry cloth.



- Never use a moistened or wet cloth. → May result in a mechanical failure.

[Caring for Other Plastic Parts]

Soak a soft cloth in lukewarm water mixed with a small amount of mild detergent, thoroughly wring it out, and wipe off any dirt. Then wipe with a dry cloth so that no detergent remains.

- Do not use alcohol-based or other household cleaning products or abrasives because they can scratch or crack the finish or cause color to fade.

CARE AND STORAGE

Suitable	Not Suitable
 <p>Water</p> <p>Lukewarm water Mild detergent</p>	 <p>Thinner</p> <p>Alcohol</p> <p>Other cleaners</p> <p>Abrasives</p>

AFTER SALES SERVICE

1. Warranty

Please read the contents carefully and keep it in a safe place. Please complete and mail in the warranty card that was included with your chair.

If the chair is to be used outside the home (in a commercial setting, for example), the regular warranty is null and void. Please consult with your local distributor for policies regarding commercial use.

2. Ordering Repairs

Before ordering repairs or service, use the Troubleshooting guide on pages 22 - 23 to see if the problem can be solved easily. If the problem persists, contact your local distributor for assistance. Have the following information ready.

- 1) Your name, address and telephone number
 - 2) Vendor name, model number: See the specification field in this Operating Manual, or the company plate affixed to the chair.
 - 3) Serial No.: See the company plate affixed to the chair.
 - 4) Purchase date and proof of purchase/receipt
 - 5) Malfunction condition (give as much detail as possible)
- Example: When the remote control buttons flash as shown in the figure on the right, specify which program buttons are flashing.



- If the warranty is valid:
Please show your proof of purchase/receipt when you request a repair. In some case a charge will be applied even if the warranty period has not elapsed. Read the warranty certificate carefully.
- If the warranty has expired:
Contact your local distributor. If a repair will maintain the function of the product, we can perform the repair for a charge if you want.
- Minimum storage period for service parts:
We will stock service parts for this electric massage chair for a minimum of six years after terminating the production of the model. (Does not include fabric.) The service parts are those necessary for maintaining the function of the product.
- For more information on after sales service:
Contact your local distributor.

SPECIFICATIONS

Name & Model Number	HCP-WG1000A	HCP-WG1000D	HCP-WG1000E
Power Supply	AC 120 V~ 60 Hz	AC 220 - 240 V~ 50 - 60 Hz	AC 110 V~ 60 Hz
Power Consumption	160 W	160 W	160 W
Rated Time	30 minutes		
Kneading Speed	[Back] From minimum 6 times/minute to maximum 20 times/minute (approx.)		
	[Legs] From minimum 6 times/minute to maximum 20 times/minute (approx.)		
Tapping Speed	[Back] From minimum 180 times/minute to maximum 500 times/minute (approx.)		
Roller Up/Down Speed	[Back] From minimum 3.0 cm (1.2 inch) /second to maximum 3.6 cm (1.4 inch) /second (approx.)		
	[Legs] From minimum 3.0 cm (1.2 inch) /second to maximum 3.6 cm (1.4 inch) /second (approx.)		
Back Stroke Range	Approx. 140 cm (55.1 inch) [Back] Approx. 75 cm (29.5 inch) (in partial roller massage: automatic repeating in range of approx. 30 cm (11.8 inch)) [Legs] Approx. 65 cm (25.6 inch) (in partial roller massage: automatic repeating in range of approx. 35 cm (13.8 inch))		
Roller 3D Movement	[Back] Approx. 4.5 cm (1.8 inch)		
	[Legs] Approx. 5.7 cm (2.2 inch)		
Air Pressure	Approx. 37 kPa (pump discharge port area)		
Heater	Maximum 45°C (113 °F)		
Preset Programs	Healthcare programs: 5 types		
	Focused programs: 3 types		
Manual Programs	15 types (automatic shiatsu point search included in some programs)		
Program Timer	Approx. 15 minutes (manual programs)		
Overuse Prevention Timer	Approx. 30 minutes (continuous operation)		
Reclining Angle	Approx. 118° to 153° from floor level continuous motion (Electric powered reclining)		
Chair Dimensions	Approx. 86 × 140 (158) × 108 (76) cm (W/D/H) (Approx. 33.9 inch × 55.1 (62.2) inch × 42.5 (29.9) inch) The depth and height figures in () represent the dimensions when fully reclined.		
Weight	Approx. 80 kg (176 lb)		
Outer Covering	Synthetic leather, polyester		
Supplied Items	Power cord, remote control pocket, buffer pad		

SPECIFICATIONS

目錄

安全注意事項	3
主要特點及功效	6
各部分的名稱與功能	7
使用前	9
調節按摩椅	13
按摩結束後	15
行程類型及特點	16
自動行程	17
您喜歡的行程	19
故障排除	22
安全檢查	23
Q&A	24
收納及清潔保養的方法	25
售後服務	26
規格	27



- 使用前請詳細閱讀本操作手冊。
- 請妥善保管本操作手冊於方便查找之處，以備不時之需。
- 本機僅限於家庭使用。

安全注意事項








使用前，請詳閱此安全注意事項並正確使用。此使用說明書記載著重要內容，為了防範於未然，避免本產品對於使用者和他人造成危險和財產的損害，安全正確地使用。請充分理解以下內容（標示／圖示）之後，閱讀本文，遵守記載事項。此外，關於各部位的名稱，請見第 7～8 頁。

安全注意事項

指示的類型





	警告	代表使用方式不當時，可能導致人員死亡或重傷的情況。
	注意	代表使用方式不當時，可能導致人受傷或僅發生財物損失的情況。

圖示的種類及涵義








	代表禁止行為。		代表不可自行分解。
	代表不可以濕手觸碰。		代表不得在潮濕場所使用，不可潑灑到水分。
	代表不得在浴室或淋浴間使用。		
	強制或指示行為用的圖示。		代表將電源插頭由插座中拔出。

閱讀完畢後，請將本操作手冊妥善保管於可隨時取閱之處。

使用場所注意事項

 注意			
	●請勿在浴室、三溫暖、潮濕地點使用。 →否則可能造成觸電或故障。		●接地時，不可將接地線連接至瓦斯管、水管、電話線或是避雷針上。
	●請放置於平坦的地面上使用。 →若放置在不平坦的地面，按摩椅可能會翻覆而造成意外。		

使用場所注意事項

 警告		
	<p>●請將本機放置在平坦的地面上使用。 本機必須接地。如果本機故障或損壞，接地可為電流提供一條低阻通路，以減少觸電的風險。本機的電源線中有接地的電芯，電源插頭也帶接地腳。 電源插頭必須插在完全按照當地法規和規定正確安裝並接地的插座上。</p> <p>●未正確連接本機的接地線可能導致觸電。 若您對本機是否正確接地存有疑慮，請雇用合格的電工或維修人員來檢查。如果本機所附插頭與電源插座不匹配，切勿自行改裝該插頭，請雇用合格的電工來安裝匹配插座。本產品適用於常規交流（AC）電源，且插頭處會有一個如右圖所示的接地腳。請確認本機所用插座的引腳配置與插頭相同。本機不得與任何轉接器一起使用。</p>	 <p>接地的插座 接地的插座 接地腳 接地腳 接地插座盒 接地插座盒 接地腳 接地腳 接地的插座 接地的插座</p>
	●請將本機放置在平坦的地面上使用。 →若放置在不平坦的地面，按摩椅可能會翻覆而發生意外。	
 注意		
	●使用後及清潔前，請務必將本機的電源線從插座拔除。	
	<p>●請勿與毯子或枕頭一起使用。過熱可能會引發火災、電擊或人員受傷。</p> <p>●僅以本操作手冊描述方式使用此設備。請勿使用製造商未建議之任何連接物品。</p> <p>●如果本機之電源線或插頭受損、無法正常運作、機體摔落或受損、或摔落水中，則請勿使用。請將設備退還服務中心，以進行檢查及修復。</p> <p>●請勿以電源線搬運本機，或將電線作為把手使用。</p> <p>●若換氣口堵塞，請勿使用本機。換氣口不得有纖維、毛髮或類似的物品。</p> <p>●請勿向本機的任何開口內丟入或插入任何物體。</p> <p>●請勿在室外使用。</p> <p>●請勿在使用氣霧劑（噴霧器）的地方，或氧氣含量高的地方使用本機。</p> <p>●兒童應有大人陪同，以避免他們使用本機。</p>	

使用前注意事項

警告



禁止

- 以下人士請勿使用本按摩椅。
 - ◎被醫師禁止接受按摩的人士 例如：患有血栓（栓塞）、重度動脈瘤、急性靜脈瘤、各種皮膚炎與皮膚感染症〔包含皮下組織發炎〕等疾病的人士。◎疑似患有急性頸椎扭傷（鞭抽式損傷）的人士
- 請勿使用右表之外的電源。
 - 否則可能造成火災或觸電。
- 請勿使用變壓器。
 - 否則可能導致故障或觸電。
- 若有電源線或電源插頭損壞，或插座鬆動等情況，請勿使用本按摩椅。
 - 否則可能造成觸電、短路、或起火。
- 按摩前，請務必先確認按摩椅的面料是否有破損的情況。並一併確認其他部位的面料是否有破損的情況。即便是極微小的破損，也請立即停用，並拔除電源插頭後，與購買的經銷商聯絡。請絕對不要拆下按摩椅面料、或在面料有破損時使用，否則會有嚴重的安全隱患。
 - 在面料破損的狀態下使用時，可能會造成人員受傷或觸電。

型號	電源
HCP-WG1000A	AC120V ~
HCP-WG1000D	AC220-240V ~
HCP-WG1000E	AC110V ~



強制

- 以下人士使用前請先徵詢醫師意見。
 - ◎心臟病患者 ◎因糖尿病等疾病導致重度末梢血管循環障礙，而造成知覺障礙的人士
 - ◎患有骨質疏鬆症、脊椎骨折、急性疼痛的人士 ◎按摩部位曾受傷的人士
 - ◎發燒超過 38℃ 以上的人士 例如：出現嚴重急性發炎症狀〔有倦怠感、發冷、血壓變動劇烈等〕時。身體虛弱時。
 - ◎處於懷孕初期的不穩定期或產後不久的婦女 ◎正在使用容易受到電磁波影響的心臟起搏器等體內植入型醫療用電子設備的人士
 - ◎脊椎異常或脊椎左右彎曲的人士 ◎使用部位曾接受醫師治療或正在接受治療中的人士 ◎惡性腫瘤患者
 - ◎必須靜養的人士 ◎有內臟疾病（胃炎、腸炎、肝炎）等急性症狀的人士◎正在接受醫師治療的人士或感覺身體異常不適的人士
 - ◎因風濕、痛風等疾病而導致關節變形的人士 ◎有頭暈、目眩、耳鳴等症狀的人士 ◎有扭傷、肌肉拉傷等發炎症狀的人士
 - ◎已罹患或可能患關節炎的人士 ◎被判定喪失溫度感的人士
- 高齡或骨質脆弱的人士，即使沒有特定疾病，使用本按摩椅前仍請徵詢醫師意見。
- 使用後未出現效果時，請徵詢醫師或專家意見。

注意



禁止

- 請勿以本操作手冊上未記載的方法使用本按摩椅。並且請勿將本按摩椅搭配其他治療設備或電毯等器具使用。
 - 否則可能對身體造成不良影響，或導致受傷。
- 請勿在有人乘坐的狀態下搬動按摩椅。
 - 否則可能造成按摩椅翻覆，引發事故或受傷。
- 請勿在椅背呈平躺狀態下坐在椅子上。
 - 否則可能會給腳架帶來過大壓力，導致故障。並且可能造成按摩椅翻覆，引發事故或受傷。
- 使用本按摩椅時，請勿使用隨附配件以外的物品。



強制

- 將電源插頭插入插座前，請確認主電源開關為關閉狀態。
 - 否則可能導致故障或觸電。
- 請將電源插頭與連接器完全插入。
 - 否則可能造成觸電、短路、或起火。
- 使用前請遵循本使用說明書，依次打開所有開關，確認機器正常運轉。
- 一開始請以輕度按摩行程進行按摩。
 - 如一開始即以過強力道進行按摩，可能會因此受傷。尤其是高齡人士與骨質脆弱人士，使用按摩功能時請務必謹慎小心。
- 為安全起見，確認過機制按摩輪的位置後，若未處於收納位置時，則啟動主電源開關，確認已收納後再緩慢座入。收納位置請參閱第 7 頁。
- 請勿做出坐在或站在腳架上等行為。
 - 否則可能造成按摩椅翻覆，造成事故、受傷、或故障。
- 長時間未使用本按摩椅後，再次使用前請務必先重新詳閱本操作手冊，確保機器能正常運作後再行使用。

使用時注意事項

警告



禁止

- 請勿將電源線或遙控器線纏繞在按摩椅上，或壓在按摩椅底座下。並且請勿損壞、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉電源線或遙控器線。
 - 否則可能造成電線損壞、引發火災或觸電。
- 請勿將水或其他液體潑灑到按摩椅或遙控器上。
 - 否則可能造成觸電、短路、或起火。
- 請勿讓兒童、無法表達本身意志的人士、或行動不便的人士使用本按摩椅。並且請勿讓兒童或寵物於按摩椅上或周圍（椅背後方或腳架下方等處）玩耍，或是站立與坐在按摩椅上。
 - 否則可能造成事故或受傷。
- 本按摩椅每次僅限一人使用。尤其請避免以抱著幼童（嬰兒等）的方式使用。
 - 否則可能造成事故或受傷。
- 身上帶有水分時，請勿坐到按摩椅上，或用濕手進行操作。
 - 否則可能造成觸電或故障。
- 面料破損時請勿繼續使用，並請將電源插頭由插座中拔出。
 - 否則可能造成事故、受傷、或是觸電。請與購買的經銷商聯絡。
- 用手抬起主機時，請勿突然鬆手。







強制

- 開始進行按摩行程前或平躺時，請務必確保周圍沒有人（特別是兒童）和寵物。並且請注意避免椅背及腳墊下方夾住身體或物品。
 - 否則可能造成事故或受傷。
- 身體或物品被夾住時，請按椅背調節按鈕，以回到安全位置。




安全注意事項

安全注意事項






使用時注意事項

 注意	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用時請勿直接以裸露的皮膚緊貼按摩椅。 ● 請勿將按摩椅使用於按摩與坐椅以外的用途。 → 否則可能造成事故或受傷。 ● 請勿使用於頭部、胸部、腹部、關節部位（手肘、膝蓋等）。 → 否則可能導致身體不適或受傷。為避免太過強烈的刺激，請在頸部等部位墊上柔軟的毛巾等物品。 ● 請勿將手放入按摩輪上下運動的部分、或椅背等可動部分。使用前請先將髮飾、項鍊、手錶、手環、戒指等的堅硬物體取下。 → 否則可能導致受傷。 ● 請勿將腳伸入本操作說明書記載之按摩部分（腿部機制）以外的部分。 ● 請勿將腳墊用在腳部以外的部位。 → 否則可能導致受傷。 ● 請勿在無人狀態下，將按摩椅維持在運作狀態。 → 否則可能造成事故或受傷。
 強制	<ul style="list-style-type: none"> ● 發生緊急情況或使用過程中感到異常時，請按下遙控器上的 [安全停止] 按鈕讓按摩椅停止動作。 ● 若使用過程中身體感到劇烈疼痛或異常時，請立即停止使用，並徵詢醫師意見。 ● 如果覺得按摩過於刺激時，請根據本使用說明書減弱刺激程度。仍感覺力道強烈時，請停用，並通知購買的經銷商。 → 如果覺得過於刺激卻還繼續使用，可能導致受傷。 ● 已卸除緩衝墊時，若感覺按摩刺激過於強烈時，請立即停用，並安裝緩衝墊後再使用。 → 否則可能導致受傷。 ● 請勿在卸除背部靠墊的情況下按摩。 ● 請注意避免在按摩過程中睡著。 → 否則可能導致受傷。 ● 每次按摩時間請勿超過 30 分鐘。持續按摩同一個地方的話，請勿超過 5 分鐘。 → 長時間連續使用會造成過度刺激，導致反效果或受傷。每天的總按摩時間請控制在 30 分鐘左右。 ● 按摩腿部時，腿從腳架中抽出後，請勿強行再把腿放進去。 → 如果強行放入，可能導致故障。
 拔除本機電源	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電或可能停電時，請立即停止使用，並關閉電源開關後，將電源插頭由插座中拔出。 → 否則恢復電力供應時，可能導致事故或受傷。 ● 可能打雷時，請立即停止使用，並關閉電源開關後，將電源插頭由插座中拔出。 ● 當按摩椅對操作沒有反應或感覺有異常時，為了防止發生事故，請立即停止使用，關閉電源開關，並將電源插頭由插座中拔出後，聯絡購買的經銷商進行檢查與維修。 → 否則可能會導致觸電、漏電、短路等情況，進而引發火災。

使用後及不使用時的注意事項

 注意	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用後，請務必關閉電源開關，再將電源插頭從插座拔下。 → 否則可能因兒童或寵物擺弄等引起事故或受傷。 ● 電源線請勿使用於本按摩椅以外的機器上。 ● 使用後，請務必完全立起椅背。 ● 使用結束後，請清潔乾淨並放置於乾爽處。 ● 請勿在本按摩以上放置物品。
 拔除本機電源	<ul style="list-style-type: none"> ● 將電源插頭從插座上拔下時，請勿直接拉扯電源線，而應握住電源插頭拔出。 → 否則可能造成觸電、短路，進而引發火災。 ● 清潔按摩椅時，請務必將電源插頭由插座中拔出。並且請勿以濕手插拔電源插頭。 ● 不使用時，請務必將電源插頭從插座上拔下。 → 否則可能因灰塵或濕氣造成絕緣性能劣化，引發觸電、漏電、火災。

其他預防措施

 警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 請勿站立在本按摩椅上。請勿從上方給予按摩椅強烈衝擊，例如坐在椅座部位以外的地方等。 → 否則可能造成按摩椅翻覆，造成事故、受傷、或故障。
 請勿拆卸	<ul style="list-style-type: none"> ● 機器故障時，請勿任意修理，此時請通知購買的經銷商。 ● 電線破損時，為避免危險，請委託購買的經銷商更換電線。 ● 請勿改裝按摩椅。 → 否則可能造成火災、觸電、受傷事故。
 注意	
 強制	<ul style="list-style-type: none"> ● 轉讓或借予他人使用時，請務必將本操作手冊連同按摩椅一併交給對方。

注意

- 如要廢棄本按摩椅或附屬品時，請向當地政府部門詢問正確廢棄方法。

主要特點及功效

特點

新·全身系列

用雙重按摩輪進行全身按摩

在背部與腳部搭載 2 台按摩輪，可透過同步移動，一起進行抒解動作，重現將血流從身體末端送往心臟的向心法、或促進血流從心臟通往身體末端的離心法。

此外，同時集中按摩上半身與下半身，並確實進行按摩。

用力夾住腳部夾緊揉捏

搭載腿部機制環指壓子

可透過獨創技術的環狀指壓子，為腿肚等進行強勁的夾緊揉捏。

找出全身的指壓穴位

光檢測器全身指壓穴位自動探測系統

藉由獨創技術的光感測器，實施因人而異的指壓穴位按摩。

舒緩僵硬

揉捏、捶打動作的左右獨立擠壓按摩

藉由左右獨立氣囊擠壓機構，集中按摩聚集在上半身的僵硬與疲勞。

無重力姿勢示意圖

採用零重力角度

將按摩時的椅背角度，自動設定為對肌肉負擔較少的角度。
以猶如無重力般的輕鬆姿勢進行按摩。

夾緊指壓

腳底按摩

握住腳尖，用環狀指壓子，為腳底進行刺激按摩。

因時治疲

多樣化的行程

配合您的使用目的，我們為您準備了可選擇最佳行程的自動行程、及符合個人需求的您喜歡的行程。

手指

搭載加熱器

為身體末端加熱、放鬆身體。

使用目的及功能功效


代替人工按摩。在一般家庭使用。

- 舒緩肌肉疲勞
- 可減輕輕微的肌肉隱痛和疼痛

各部分的名稱與功能

按摩椅

各部分的名稱與功能




①	小靠枕 (附枕套)
②	襯墊
	② -1 背部靠墊
	② -2 座椅腳墊
③	椅背
④	扶手 (右)
⑤	扶手 (左)
⑥	椅座
⑦	腳架

⑧	遙控器
⑨	遙控器收納袋
⑩	背面外罩
⑪	腳輪
⑫	主電源開關
⑬	接入口
⑭	連接器
⑮	電源線
⑯	電源插頭

⑰	枕墊 (大)
⑱	小靠枕
⑲	按摩部 (背部機制)
⑳	按摩部 (腿部機制)
㉑	扶手固定具 (右)
㉒	扶手固定具 (左)
㉓	收納位置 (背部機制)
㉔	收納位置 (腿部機制)
㉕	氣囊


遙控器



①	開 / 關按鈕	「開」或「關」遙控器的電源。若在按摩椅運轉中按下此按鈕，則按摩輪退回到收納位置後按摩停止。 遙控器電源「開」時綠色燈亮，「關」時橙色燈亮。緊急停止時紅色燈閃爍。
②	安全停止按鈕	發生緊急情況或感覺按摩椅運轉有異常時請按下此按鈕。按摩椅將會立即停止動作。
③	揉捏位置顯示部分	顯示按摩中的按摩輪位置。
④	指壓穴位探測指示燈	指示燈將通知您指壓穴位的探測情況及探測完畢。
⑤	自動行程按鈕 1	按下各按鈕可選擇行程。
⑥	椅背調節按鈕	用於調節傾斜角度。
⑦	位置調節按鈕 (肩部 & 腳部)	用於探測指壓穴位時調整肩部位置，及您喜歡的行程時調節按摩輪的位置。

各部分的名稱與功能

遙控器 / 翻蓋內部



⑧	自動行程按鈕 2	按下各按鈕可選擇行程。
⑨	強度調節按鈕	可以調節背部機制與腿部機制強度。
⑩	平衡調節按鈕	可設定背部機制左右按摩量的平衡。
⑪	您喜歡的行程按鈕	可以選擇基本動作或特殊動作。
⑫	手臂氣囊按摩按鈕	可選擇手臂氣囊按摩。
⑬	自動翻起解除按鈕	可選擇或解除行程結束時椅背自動直立的動作。
⑭	手部加熱按鈕	可開啟或關閉手部加熱器。

警告	<ul style="list-style-type: none"> ●請勿將水或其他液體發灑到遙控器上。 ●請勿用濕手進行操作。
注意	<ul style="list-style-type: none"> ●請勿坐於遙控器之上，或摔落、踩踏遙控器，也切勿強行拉扯遙控器線。 ●請勿用尖銳或堅硬的物體按壓按鈕。 →否則可能導致破損。

使用前

- 本產品以椅背完全平放的狀態包裝。使用前，請務必把椅背與扶手直立。
- 室溫偏低時，欲調高室內溫度以使用按摩椅時，請逐漸調高室溫，切勿過快升溫。將本按摩椅從低溫存放處移至溫暖的室內時，請等待 1 小時左右後再開始使用。
→ 否則可能會出現運轉部位結露，無法完全發揮性能的情況。

關於設置場所


平躺時，為了避免碰觸牆壁或物體，請與主機後方空間隔開約 40 cm 以上，主機前則確保人可通行的空間。

注意

- 請勿在浴室或桑拿房等濕氣重的地方使用。
- 請將本機放置在平坦的地面上使用。
- 請勿將本機放置於陽光直射的地方，或靠近供暖器具等高溫地方。
- 請勿讓香煙或煙灰缸等明火類物品靠近按摩椅。

使用前

- 為防止損傷地板和降低運轉噪音，請在按摩椅下鋪設地毯等物。
(請勿鋪設電熱地毯。)
- 由於按摩椅較重，放到地面上時請注意不要損傷地板。
- 請將按摩椅設置在距離電視、收音機等 AV 機器 1m 以上的地方。否則可能會產生雜音。
- 若體重 100kg 的人坐在按摩椅上，則每 1c m 負重約 1.0kg。





確認包裝箱內的物品

請確認包裝箱內裝有按摩椅機體和附件。

按摩椅	附件			
	使用說明書	緩衝襯墊	電源線	遙控器收納袋

搬入 / 移動的方式

請將電源開關設成關閉的狀態，再將電源插頭從插座上拔下。

用滑輪移動時	抬起搬運時
請將椅背放平，抓住腳架的兩側將前部抬起，再用腳輪移動按摩椅。	請將椅背放平，抓住背部外罩上方的把手和腳架的兩側，將按摩椅抬起移動。
	

- 由於按摩椅較重，在搬入移動時請注意不要傷到腰或其他部位。
- 遙控器連接在按摩椅上，因此移動時請注意不要使其掉落。


⚠ 注意

- 請勿在載人狀態下搬動按摩椅。
- 請先將電源插頭由插座中拔出後，再搬動按摩椅。
→ 否則可能導致電源線破損，引起火災或觸電。


扶手直立方式

請用下列行程，立起扶手。

①請立起已折疊的扶手。



②請轉動止動裝置，以上鎖。
(為安全起見，請轉到最後。)



扶手平放方式

請用立起的相反行程予以平放。

⚠ 注意

- 直立或平放扶手時，請注意切勿夾傷手或手指。
- 未上鎖即使用時，有可能導致突如其來的翻倒。
→ 否則可能導致故障或受傷。

使用前

使用前


遙控器收納袋的安裝方法

可將遙控器收納袋安裝於扶手上。


請在立起扶手的狀態下，確實將遙控器收納袋安裝於扶手內側的搭扣上。

請以安裝的相反行程，進行卸除。

使用前



請如右圖所示，將遙控器插入遙控器收納袋再使用。




⚠ 注意


●將遙控器插入遙控器收納袋時，請注意遙控器電線。

接通主電源的方法

①將電線連接器，插入主機後方的插入口後，然後將插頭插入插座。



②打開主機後方的主電源開關。



※若按摩輪停留在中途，打開主電源開關後，按摩輪會自動返回到收納位置而停止。

⚠ 警告

●請勿使用變壓器。
→否則可能導致故障或觸電。

⚠ 注意

●將電源插頭插入插座前，請確認主電源開關為關閉狀態。
●請將電源插頭完全插入。
●使用前請遵循本使用說明書，依次打開所有開關，確認機器正常運轉。


確認面料

請確認各部位面料有無破損。

① 背部靠墊


頭頂部的拉鍊。

將背部靠墊往前翻，用手觸摸確認面料有無破損。



② 座椅腳墊

從座椅腳墊的側面開口部，用手觸摸確認面料有無破損。




使用前

⚠ 注意

●按摩前，請務必先確認按摩椅的面料是否有破損的情況。並一併確認其他部位的面料是否有破損的情況。即便是極微小的破損，也請立即停用，並拔除電源插頭後，與購買的經銷商聯絡。請絕對不要拆下按摩椅面料、或在面料有破損時使用，否則會有嚴重的安全隱患。

遙控器電線的操作方式（左右相同）

① 將遙控器電線穿過腳底搭扣後予以固定。



② 請將附在遙控器電線上的搭扣，穿過扶手固定具前端的環上再固定。

③ 將遙控器放入遙控器收納袋。

調節按摩椅

按摩椅的坐法

通常，按摩輪皆呈現被拉往收納位置的狀態。為確保安全，請確認按摩輪的位置。若按摩輪位於上述以外的位置，請立即打開主電源開關，待按摩輪返回到收納狀態後再慢慢地坐入按摩椅中央。




注意

- 請勿在椅背呈平躺狀態下坐在椅子上。
→否則可能會給腳架帶來過大壓力，導致故障。另外，按摩椅傾倒可能導致事故或受傷。
- 一開始請以輕度按摩行程進行按摩。

乘坐與離開座椅時的注意事項

乘坐與離開座椅時，請勿將手放在扶手上的氣囊。否則可能導致故障。請將手放在扶手固定具的前端，在做支撐的同時，以利乘坐或離開座椅。

調節按摩椅




警告

- 請勿從扶手施加強烈撞擊。
→否則可能造成按摩椅翻覆，造成事故、受傷、或故障。


調節小靠枕

可用內側的搭扣，調節小靠枕的位置。請事先配合頭部的位置進行按摩。

請在安裝於主機端搭扣的位置，調節小靠枕的位置。



正確的枕墊位置




- 請以正確位置使用小靠枕。位置不當時，可能無法順利自動偵測到指壓穴位。


枕套的卸除方式

可用以下行程，卸除小靠枕上的枕套。

①從主機卸除小靠枕。



②從枕套中央開口部，拔掉小靠枕的帶狀部分，再從枕套的側面開口部拔出小靠枕。



緩衝襯墊的使用方法

若感覺按摩刺激過強，請將配件緩衝襯墊放置在背部靠墊或座椅上，再進行按摩。



注意


- 請確認緩衝襯墊沒有捲曲或位置偏移。
→否則可能導致故障或受傷。

扶手的使用方法

如下圖所示，請讓手肘來到扶手與靠背之間的方式，放入手臂。

請將手肘放在扶手 / 靠背之間。

放入時，請保持手掌向下。



注意

- 只能用於手臂。
→否則可能導致受傷。
- 按摩手臂時，手臂從扶手中抽出後，請勿再強行將手臂伸入。
→如果強行放入，可能導致故障。
- 請勿按摩手肘。按摩時，請保持手掌向下。請勿以其他方向放入手臂。
→否則可能導致受傷。

調節按摩椅

椅背傾斜的使用方法

上下調節

■立起椅背時


按下椅背調節按鈕上方的按鈕，即可立起椅背。

■平躺時

按下椅背調節按鈕下方的按鈕，即可讓椅背平躺。



調節按摩椅



長按功能

將椅背調節按鈕按下 2 秒鐘以上，即可自動持續運作椅背。

在運作椅背途中，有可能感受到輕微的搖晃感。

在椅背運作中，移動重心時，有可能會發生。




警告


●開始進行按摩行程前或平躺時，請務必確保周圍沒有人（特別是兒童）和寵物。並且請注意避免椅背及腳墊下方夾住身體或物品。

腳底行程時，腳架的使用方法

進行腳底行程時，請確認腿部機制，並如下圖所示，將腳放入按摩輪之間後再使用。



請將腳跟伸入此處。



按摩結束後

請注意周圍的同時，完全立起椅背。

關閉主機後方的主電源開關。

將電源插頭從插座中拔出。不耗費待機電力，達到省電（節能）效果。



注意

- 使用後，請務必關閉電源開關，再將電源插頭從插座拔下。
→否則可能因兒童或寵物擺弄等引起事故或受傷。
- 使用後，請務必完全立起椅背。
- 使用結束後，請清潔乾淨並放置於乾爽處。
- 將電源插頭從插座上拔下時，請勿直接拉扯電源線，而應握住電源插頭拔出。
- 不使用時，請務必將電源插頭從插座上拔下。
- 請勿被電線勾到而跌倒。

行程類型及特點

自動行程

事先設定選單，可一鍵輕鬆選定適合您目的和用途的行程。

保健按摩行程	<p>全身快速行程 想在短時間消除全身疲勞時的建議行程。</p> <p>消除全身疲勞行程 用於消除全身疲勞的行程。 一口氣抒解從頸根部到腳踝的全身指壓穴位。</p> <p>向心行程 從身體末端將血流回送到心臟的求心法，再沿著靜脈的流向進行按摩。 想讓身體清新時、想讓身體獲得甦醒時的建議行程。</p> <p>離心行程 讓血流從心臟流往身體末端的離心法，以沿著動脈的流向進行按摩。 想放鬆身體時、或睡前的建議行程。</p> <p>身體平衡行程 自動調節左右按摩輪的擠壓量，將重點擺在背部左右側以進行按摩，再調整身體左右平衡的行程。</p>
集中行程	<p>頸部 / 肩部行程 集中按摩頸根部或頸背、肩頂、肩部。</p> <p>腰部 / 坐骨行程 集中按摩腰部到臀部及大腿部。</p> <p>腿部 / 臀部行程 集中按摩腿肚到大腿與臀部附近。</p>

行程類型及特點


您喜歡的行程

可自由組合您喜歡的功能。也可調節快慢、強弱、上下等按摩動作。

自動行程

自動行程的按摩

- 配備了 8 種行程，可消除並改善您的疲勞。
- 按下各個行程按鈕，選擇您喜歡的行程，根據事先設定好的選單進行按摩。



自動行程

1 按下 [開/關] 按鈕。

插入電源後，如未在 5 分鐘內啟動按摩，則自動切斷電源。

2 按下您喜歡的行程按鈕。

讓椅背運作到零重力角度*為止。其後，指壓穴位探測中的顯示燈則亮燈，而執行指壓穴位探測。

【注意】

請完全坐入椅中，以舒適的姿勢將頭靠在枕墊上。身體抬起時，無法正確探測指壓穴位。





3 可以調節肩部位置。

指壓穴位探測結束後，肩部位置調節按鈕則閃爍。閃爍期間，可以調節肩部位置。如果不需要調節，則保持原狀。

調節肩部位置

肩部位置不合適時，請在肩部位置調節按鈕呈閃爍期間，調節肩部位置。




4 開始運行行程。

探測完指壓穴位後，探測完成的指示燈亮起，開始運行行程。可在行程運行中調節機制強度或氣囊強度，解除氣囊動作。




調節機制強度	
	<p>機制強度可分 3 檔進行調節。 每按一次按鈕，即可以弱⇒中⇒強依序切換。 (行程開始時預設設定為中。)</p>

氣囊按摩強度的調節與解除

	可調節氣囊按摩的強度。 每按一次氣囊強度調節按鈕，可依序切換弱⇒中⇒強。 (行程開始時預設設定為中。)
---	---


背部平衡功能

	左邊加強	左邊加強可減少右背側的按摩次數，而增加左背側按摩次數。
	左右相同	可將左右背部按摩量的平衡，設定為同量。
	右邊加強	右邊加強可減少左背側的按摩次數，而增加右背側按摩次數。

⑤ 行程結束。

椅背自動直立，按摩輪返回至收納位置。其後，遙控電源被切斷，却依然可以使用椅背的上下調節功能。

自動翻起解除

	結束行程後，即可解除椅背自動直立的動作。解除中綠色指示燈亮起。 再次按下按鈕則取消解除，按摩結束時椅背將直立。
---	--

自動行程

變更行程

不必等行程結束，運轉時即可切換至其他行程。但是，即使正在按摩行程運行中，一旦運行超過 30 分鐘，按摩會立即結束。

自動行程→自動行程

自動行程運轉時，按下其他自動行程按鈕，則按摩輪返回到檢測的肩部位置，並在再次確認肩部位置後開始。再次確認肩部位置時，可調節肩部位置。

自動行程→您喜歡的行程

自動行程運轉時，打開遙控器翻蓋，按下您喜歡的行程按鈕，則在按下的同時，自動行程中斷，開始執行所選擇的動作。選擇檢測肩部位置的動作時，再次確認肩部位置後開始。

(欲選擇氣囊按摩時，可以先選擇揉捏及捶打等動作，或者按下 [開/關] 按鈕結束自動行程後再進行選擇。)

中途結束行程

欲中斷行程時，請在運轉時按下 [開/關] 按鈕。按摩輪收納之後即停止。

緊急情況時或**感覺按摩椅運轉有異常時** 請按下 [安全停止] 按鈕。按摩椅將會立即停止動作。確認安全後，請按下 [開/關] 按鈕。按摩輪收納之後即停止。

選擇行程時，自動行程可能出現自動傾斜的情況。另外，在行程運行時，也可能出現自動傾斜的情況。因此使用前請確認後方沒有人或障礙物。另外，使用中請避免其他人靠近按摩椅。



- 如果覺得按摩過於刺激時，請根據本使用說明書減弱刺激程度。仍感覺力道強烈時，請停用，並通知購買的經銷商。
→如果覺得過於刺激卻還繼續使用，可能導致受傷。
- 請勿將腳、手放入按摩輪上下運動的部分、椅背等可動部分。
另外，使用時請勿佩戴髮飾、項鍊、手錶、手鐲、戒指等堅硬物體。
- 按摩腿部時，腿從腳架中抽出後，請勿強行再把腿放進去。
- 每次按摩的時間不能超過 30 分鐘。持續按摩同一個地方的話，請勿超過 5 分鐘。
→長時間連續使用會造成過度刺激，導致反效果或受傷。
每天的總按摩時間請控制在 30 分鐘左右。

您喜歡的行程

各部分的操作與調節方法

1 按下 [開 / 關] 按鈕。
插入電源後，如未在 5 分鐘內啟動按摩，則自動切斷電源。

2 按下您喜歡的按摩的按鈕。
請從基本動作、滾動、特殊動作、氣囊按摩中組合選擇您喜歡的動作。

3 可以調節肩部位置。
選擇包括指壓穴位探測的動作時，指壓穴位探測結束後，肩部位置調節按鈕為閃爍狀態。
閃爍期間，可以調節肩部位置。
如果不需要調節，則保持原狀。


4 開始運行行程。
選擇包括指壓穴位探測的動作時，指壓穴位探測完成後，探測完成的指示燈亮起，開始運行行程。
即使行程正在運行中，也可以變更基本動作、調節機制強度、調節或解除氣囊強度。

5 行程結束。
按摩輪回到收納位置。其後，遙控電源被切斷，却依然可以使用椅背的上下調節功能。

您喜歡的行程

調節按摩輪的位置			
<p>腿部位置調節</p> <p>肩部位置調節</p>	<p>未選擇滾輪時</p> <p>將按摩輪的位置調節至欲按摩的部位。</p>	▲	按下的同時，按摩輪繼續向上運轉。
		▼	按下的同時，按摩輪繼續向下運轉。
	<p>選擇整體滾輪時</p> <p>切換上升及下降。</p>	▲	在下降時按下按鈕，則切換為上升。
		▼	在上升時按下按鈕，則切換為下降。
	<p>選擇部分滾輪時</p> <p>部分滾動範圍的中心位置是可調節的。以鬆開按鈕時的位置為中心運轉。</p>	▲	按下的同時，按摩輪繼續向上運轉。
		▼	按下的同時，按摩輪繼續向下運轉。

●按摩輪位於最頂部（最底部）時，或位於指壓穴位探測的肩部位置時，再選擇上升（下降），則會發出“嗶嗶”的警告聲。



幅度調節	
	在執行可調整寬度的基本動作期間內，可對按摩珠的寬度進行窄⇒中⇒寬的 3 段式調整。 (行程開始時的預設為窄。)

速度調節	
	可調節速度的基本動作運轉時，氣囊按摩的速度可分 3 檔進行調節。 (行程開始時的預設為中檔。)

調節機制強度	
	機制強度可分 3 檔進行調節。 每按一次按鈕，即可以弱⇒中⇒強依序切換。 (行程開始時預設為中。)

調節手臂氣囊按摩的強度	
	可調節手臂氣囊按摩的強度。 每按一次氣囊強度調節按鈕，可依序切換弱⇒中⇒強。 (行程開始時的預設為中。)

變更行程

您喜歡的行程→自動行程

在您喜歡的行程運行時，按下自動行程按鈕，即可切換至自動行程。但是，即使正在按摩行程運行中，一旦運行超過 30 分鐘，按摩會立即結束。


中途結束行程

欲中斷行程時，請在運轉時按下 [開/關] 按鈕。按摩輪收納之後即停止。

緊急情況時或**感覺按摩椅運轉有異常時**，請按下[安全停止]按鈕。按摩椅將會立即停止動作。確認安全後，請按下[開/關]按鈕。按摩輪收納之後即停止。

	<ul style="list-style-type: none"> ●如果覺得按摩過於刺激時，請根據本使用說明書減弱刺激程度。仍感覺力道強烈時，請停用，並通知購買的經銷商。 →如果覺得過於刺激卻還繼續使用，可能導致受傷。 ●請勿將腳、手放入按摩輪上下運動的部分、椅背等可動部分。 另外，使用時請勿佩戴髮飾、項鍊、手錶、手鐲、戒指等堅硬物體。 ●按摩腿部時，腿從腳架中抽出後，請勿強行再把腿放進去。 ●每次按摩的時間不能超過 30 分鐘。持續按摩同一個地方的話，請勿超過 5 分鐘。 →長時間連續使用會造成過度刺激，導致反效果或受傷。 每天的總按摩時間請控制在 30 分鐘左右。
--	---

您喜歡的行程



您喜歡的行程

您喜歡的行程的動作說明

請從您喜歡的行程的按摩選單中，選擇所喜歡的按摩動作。

- 動作調節欄中如果標記○標記，表示可在運行過程中調節動作。
- 不能進行幅度調節的動作及與滾輪組合使用時，無法調節幅度。

背部機制

	功能	內容	速度調節	幅度調節	上下調節	強度調節
基本動作	揉捏	交互實施朝上朝下揉捏動作。	○	—	○	○
	捶打	進行捶打動作。	○	○	○	○
	揉捏 & 捶打	同時執行朝上揉捏動作和捶打動作。	○	—	○	○
滾輪	整體滾輪	透過上下運動舒展上半身。	—	○	○	○
	部分滾輪	透過上下運動，舒展部分上半身。	—	○	○	○
特殊動作	指壓	進行指壓動作。	—	—	○	○
	輕柔頸部	以頸部為中心進行輕柔動作。	—	—	—	○
	輕柔肩井穴	以肩上部為中心進行輕柔動作。	—	—	—	○
	輕柔肩部	以肩胛骨周圍為中心進行輕柔動作。	—	—	—	○

(※) 特殊動作無法搭配基本動作與滾輪。

腿部機制

	功能	內容	上下調節	強度調節
基本動作	足底	執行足底用按摩動作。	○	○
	腿肚	執行腿肚用按摩動作。	○	○
	大腿	執行大腿用按摩動作。	○	○
滾輪	整體滾輪	通過上下運動舒展下半身。	○	○
	部分滾輪	通過上下運動 舒展部分下半身。	○	○

(※) 無法搭配部位別動作和滾輪動作。

氣囊

功能	內容	強度調節
手臂氣囊	左右交互 為前腕部進行氣囊按摩。	○

故障排除

進行後續檢查後仍有異常時，為避免發生事故，請立即停用，並從插座上拔除插頭後，請洽詢購買的經銷商。

狀態	原因及補救措施	是構造上不可避免產生的，並非故障。
左右兩邊的機制按摩輪位置偏離。	因採用交互拍打機構，而屬結構上所產生的情況，並非故障。 	
按摩輪向頭部和腳部移動後停下。	在按摩結束時，為了不對身體造成影響，自動定時器功能會使按摩輪移至頭部與腳部。	
進行揉捏動作時，按摩輪有時會跳轉。	這是因為座椅上有人時，機制會有施加負荷較大和不施加負荷的部位邊界、或因體重或體型等個人差異所致。	
遙控器的開關按鈕和行程按鈕閃爍。	關閉本機後方部的主電源開關，5 秒後再重新接通電源。	檢查後，如仍有異常，請立即停止使用。
無法正常自動探測指壓穴位。 (按摩輪與肩部的高度不一致。)	請完全坐入椅中，將頭靠在枕墊上。探測完指壓穴位後，立即按下肩部位置調節按鈕調節肩部位置。	
按下遙控器按鈕後，還是無法正常運轉。或者無法接通電源。	請進行以下檢查。 ①電源插頭是否完全插入插座？ ②是否打開主機後方的主電源開關？ ③是否同時按下 2 個按鈕？	
電源線及電源插頭異常發熱。	請立即停止使用。	

故障排除

請勿讓非服務人員對其進行拆卸或維修。

請與購買的經銷商聯絡。

故障排除

運轉時的聲音

運轉時會發出以下的運轉聲音。

伴隨著捶打發出的聲音	咕咚咕咚聲
揉捏運轉時按摩輪與面料的摩擦聲	咻咻聲 吱吱聲
按摩輪升降、揉捏動作時的聲音	嗡嗡聲
氣囊按摩的聲音	咯噔咯噔聲
充氣泵的聲音	嗡嗡聲
氣囊的排氣聲	咻的聲音
椅背傾斜升降的聲音	嗡嗡聲

※上述聲音不會影響性能等。

故障排除

安全檢查

安全檢查

長期使用的情況下檢查產品時

出現以下情況

- 有時按下開關後，還是無法運轉。
- 電源線龜裂或破損。
- 電源線及電源插頭異常發熱。
- 有燒焦的味道，或運轉時伴隨異常聲音及振動。
- 有時無法自動關閉定時器。
- 出現其他異常或故障。

如果出現如左側所述情況時，為避免發生故障或事故，請停止使用，將電源插頭從插座上拔出，並送至購買的經銷商進行檢查。

為了安全使用

按摩部的面料為消耗品，耐用年數為 3 年。(使用條件：1 天 30 分、每天使用時)。
為了得以安全使用，建議於購買後尚未過耐用年數前，接受購買的經銷商實施的定期檢查。
使用條件與上述不符時，使用年限也會有所變化。
安全起見，建議在購買滿 5 年後，進行按摩椅的全面檢查。
關於維修檢查費用，請洽詢購買的經銷商。

Q&A

Q 是否可以將按摩椅放置於電熱地毯上？

A 可能會引起火災，因此請勿放置於電熱地毯上。

由於按摩椅較重，可能會損害電熱毯的發熱體，由此引起火災。

Q 是否可以放置於木地板及地暖地板上？

A 可以放置。

但是，可能會損傷地板，因此建議將按摩椅放置於地毯之上。（榻榻米等亦同）

Q 體重太重也可以使用嗎？

A 建議體重低於100kg的人士使用。

體重超過100kg的人士使用時，請將身體稍微抬起。

Q 如何增強？

A 請試試以下的操作。

- 完全坐下，將重量完全放在椅背上。
 - 用機制強度按鈕，「增強」機制強度。
- 透過以上方法，可以增加按摩強度。

Q 如何減弱？

A 請試試以下的操作。

- 安裝緩衝墊。
 - 用機制強度按鈕，「減弱」機制強度。
- 透過以上方法，可以減弱按摩強度。

Q 結束行程時，椅背是否會自動移動？

A 結束自動行程時，椅背會自動直立。

但用解除按鈕，解除椅背自動直立動作時，則無直立動作。

Q 身高不足150cm或超過180cm的人也可以使用嗎？

A 可以使用。

探測指壓穴位時，有可能發生肩部位置不合的情況，請在探測指壓穴位後，調節肩部位置。

Q 不小心把水潑上去了，怎麼辦？

A 可能導致觸電。請立即停止使用，並進行以下操作。

- 關閉主機後方的主電源開關。
 - 將電源插頭從插座上拔出。
- 進行以上操作後，請與購買的經銷商或附近的客戶服務中心聯繫。

收納及清潔保養的方法

收納方法

- 去污除塵後，放置於乾爽的地方。
- 不使用時，請罩上防塵套，以免沾上灰塵。
- 為防止寵物啃咬電源線，收納期間請勿讓寵物接近本機周圍。



注意

- 請勿將本機放置於陽光直射的地方，或靠近供暖器具等高溫地方。

清潔保養的方法



注意

- 清潔按摩椅時，請務必將電源插頭由插座中拔出。並且請勿以濕手插拔電源插頭。

【背部靠墊及各外罩的清潔保養】

沾上污垢時，將柔軟的清潔布浸入溶有少量中性洗劑的溫水中，完全擰乾後再擦拭。



注意

- 與塑料及室內壁紙等長時間接觸後，可能引起變色。

【遙控器的清洗保養】

請用乾布拭去遙控器上的污垢。



- 請勿使用濕毛巾擦拭。→否則可能導致故障。

【其他塑料部件的清潔保養】

將柔軟的清潔布浸入含少量中性洗劑的溫水中，完全擰乾後再擦拭，為避免洗劑殘留請用乾布再擦拭乾淨。

- 請勿使用酒精、其他溶劑及拋光粉清潔保養，否則可能導致劃傷、變色、龜裂。

收納及清潔保養的方法

適用物	不適用物
	

售後服務

1. 保固

請仔細閱讀其內容並妥善存放。請將本機所附帶的保固卡填好並寄回。
非普通家用（商用等）情況下，正常保固將失效。
請向您的當地經銷商諮詢有關商業用途的政策。

2. 委託修理時

委託修理前，請詳閱第 22 ~ 23 頁的「故障排除」。檢查後，仍有異常的話，請聯絡購買的經銷商，委託修理。

- 1) 姓名／地址／電話號碼
 - 2) 產品名稱／型號…請參閱本操作說明書規格欄或貼在主機上的標示牌。
 - 3) 製造編號…請見貼在主機的公司名稱牌。
 - 4) 購買日及購買憑證／收據
 - 5) 故障狀態（請盡量詳細告知。）
- 例）遙控器按鈕如右圖閃爍時，請告知是哪個行程的按鈕為閃爍狀態。



- 於保固期內
修理時，請出示購買憑證／收據。保固期間內也可能收取維修費，敬請詳細閱讀保證書。
- 已過保固期時
請洽詢購買的經銷商。能夠透過修理維持產品機能的情況下，可以實行收費修理。
- 維修性能零件的最低保有期間為
本公司停止製造此電動按摩器的維修性能零件後，最少保有 6 年。（但縫製零件除外。維修性能零件是指，維持其產品機能所需的零件。）
- 關於售後服務，如有不清楚之處
請洽詢購買的經銷商。

售
後
服
務

規格

產品名稱	HCP-WG1000A	HCP-WG1000D	HCP-WG1000E
使用電源	AC120V ~ 60Hz	AC220-240V ~ 50-60Hz	AC110V ~ 60Hz
額定功耗	160W	160W	160W
額定時間	30 分鐘		
揉捏速度	[背部] 最小約 6 次 / 分鐘，最大約 20 次 / 分鐘		
	[腳部] 最小約 6 次 / 分鐘，最大約 20 次 / 分鐘		
捶打速度	[背部] 最小約 180 次 / 分鐘，最大約 500 次 / 分鐘		
按摩輪上下移動速度	[背部] 最小約 3.0cm/ 秒 最大約 3.6cm/ 秒		
	[腳部] 最小約 3.0cm/ 秒 最大約 3.6cm/ 秒		
按摩範圍	約 140cm [背部] 約 75cm (部分滾動時，在約 30cm 的範圍內自動反覆) [腳部] 約 65cm (部分滾動時，在約 35cm 的範圍內自動反覆)		
按摩輪的擠壓量	[背部] 約 4.5cm		
	[腳部] 約 5.7cm		
氣囊	約 37kPa (幫浦吐出口附近)		
加熱器	45°C 以下		
自動行程	保健按摩行程 5 種		
	集中行程 3 種		
您喜歡的行程	15 種 (部分附自動探測指壓穴位功能)		
行程定時器	約 15 分 (您喜歡的行程)		
防止過度使用定時器	約 30 分鐘 (連續運轉時)		
傾斜角度	對水平面約為 118° ~ 約 153° 無階段 (電動椅背)		
本機尺寸	寬約 86cm × 深約 140 (158) cm × 高約 108 (76) cm 深度、高度的 () 內數字為，最大傾斜角度及腳架水平時的深度、高度		
重量	約 80kg		
外層面料	合成皮革、聚酯纖維		
附件	電線、遙控器收納袋、緩衝墊		

規格

目录

安全注意事项	3
主要特点及功效	6
各部分的名称与功能	7
使用前	9
调节按摩椅	13
按摩结束后	15
程序类型及特点	16
自动程序	17
您喜欢的程序	19
故障排除	22
安全检查	23
Q&A	24
收纳及清洁保养的方法	25
售后服务	26
规格	27



- 使用前请阅读本使用说明书。
- 请将本使用说明书妥善保管在便于使用者查找的地方，以备不时之需。
- 本机仅限于家用。

安全注意事项

请在使用之前，仔细阅读本安全注意事项，以便正确地使用本机。为了保证您正确安全地使用本机，避免给您和他人带来人身伤害或财产损失。请充分理解以下内容（图示、记号）后阅读本文，并严格遵守。另外，各部分的名称请参照7~8页。

安全注意事项

图示的种类





	警告	若错误操作可能有致人死亡或重伤的危险性。
	注意	若错误操作可能使人受伤或发生财产损失。

记号的种类及其内容








	表示禁止的行为。		表示禁止拆卸。
	表示禁止用湿手进行操作。		表示禁止在有水的地方使用，或是被水淋湿。
	表示禁止在浴室、淋浴房等处使用。		
	表示强制的行为或指示的内容。		表示从插座中拔出电源插头。

阅读之后，请将本使用说明书妥善保管在便于使用者查找的地方，以备不时之需。

使用场所的注意点

	
	●请勿在浴室或桑拿房等湿气重的地方使用。 →否则可能导致触电或故障。
	●请勿将接地线连接至煤气管、水管、电话线、避雷针上。
	●请将本机放置在平坦的地面上使用。 →否则可能导致按摩椅倾侧，发生事故。

使用场所的注意点

	
	<p>●关于设置场所 本机必须接地。如果本机发生故障或损坏，接地就可以为电流提供一条低阻通路，可以减少触电的风险。 本机的电源线中有接地的电芯，电源插头也带接地脚。 ·电源插头必须插在完全按照当地法规和规定正确安装并接地的插座上。未正确连接本机的接地线可能导致触电。如果您对本机是否正确接地存有疑问，可以请有资质的电工或维修人员来检查。如果本机所带的插头与电源插座不匹配，请不要改动该插头，您可以请有资质的电工来安装匹配的插座。本产品采用标称交流（AC）电路，有一个如右图所示的接地式插头。请确保本机所用的插座的引脚排列与插头相同。本机不得与任何适配器一起使用。</p>
	
	●使用完毕后及清洁前请立即将电源插头从插座拔出。
	
	<p>●使用时请勿在按摩椅上垫毛毯或者枕头，温度过高可能导致火灾、触电及人身伤害。 ●请勿以本使用说明书上没有介绍的方法使用本机。另外，请勿将本机与其他治疗器材并用。 ●若按摩椅电源线或插座损坏、无法正常工作、被摔坏过或者掉过水中过，请勿再使用本机。可将本机送往客户服务中心，以便进行检查和维修。 ●请勿在电源接通时搬运按摩椅或者拉扯电源线来移动按摩椅。 ●换气口如果堵塞，请勿使用本机。换气口要远离纤维、毛发之类的物品。 ●不得向本机的任何开口内丢入或插入任何物体。 ●请勿在户外使用。 ●请勿在使用气雾剂（喷雾剂）或氧气含量高的地方使用本机。 ●儿童应该在成人的监督下正确地使用本机，不得让儿童摆弄本机。</p>
	<p>●当本机接通电源时，一定要有人在场。未使用以及安装、拆除零件时，务必要将电源插头拔出。 ●当儿童及残疾人士使用或者接近本机时，一定要有人严密监督。 ●请将电源线置于远离高温地方。 ●断电时，请先将所有的按键调至“关”状态，再把电源插头拔出。 ●请勿让儿童靠近脚架（或其他类似零件）附近。 ●只能将本机接至合适的接地出口。详见接地指导部分。 ●本机不适用于体能、感官或心理能力较差的人（包括儿童）或者缺乏经验和相关知识的人，除非他们的监护者能在场监督或者说明有关使用方法。</p>

使用前的注意点

警告



禁止

- 下列人士请勿使用本机。
 - ◎被医生禁止接受按摩的人士 例如：患有血栓（栓塞）、重度动脉瘤、急性静脉瘤、各种皮肤炎症及皮肤感染（包括皮下组织的炎症）等的人士。 ◎可能患有急性颈椎扭伤（头部震颤症）的人士
- 请勿使用右表所示范围以外的电源。
 - 否则可能导致火灾或触电。
- 请勿使用变压器。
 - 否则可能导致故障或触电。
- 电源线或电源插头损坏、或插座松动时，请勿使用本机。
 - 否则可能导致触电、短路、起火。
- 按摩之前务必确认按摩部位的面料有无开裂破损现象。请检查其他部位，确保面料无破损现象。若发现面料上有破损，无论破损处大小，请拔下电源插头，并与购买的经销商联系。请绝对不要拆下按摩部位的面料、或在面料有破损时使用，否则会有严重的安全隐患。
 - 若在面料破损时使用本机，可能导致受伤或触电。

型号	电源
HCP-WG1000A	AC120V ~
HCP-WG1000D	AC220-240V ~
HCP-WG1000E	AC110V ~



强制

- 下列人士在使用前请务必咨询医生。
 - ◎心脏病患者 ◎由糖尿病等导致重度末梢血管循环障碍而造成知觉障碍的人士
 - ◎患有骨质疏松、脊椎骨折、急性疼痛的人士 ◎治疗部位有创伤的人士
 - ◎体温高于 38℃（高烧期）的人士 例如：急性炎症症状（倦怠感、发冷、血压不稳等）严重的时期。身体衰弱的时候。
 - ◎处于妊娠初期的不稳定期或产后不久的人士 ◎正在使用心脏起搏器等易受电磁干扰的体内植入型医疗器材的人士
 - ◎脊椎异常及脊椎左右弯曲的人士 ◎欲使用于曾经接受过医生治疗的部位或现在正在治疗的疾患部位的人士 ◎恶性肿瘤患者
 - ◎必须静养的人士 ◎内脏疾患（胃炎、肠炎、肝炎）等急性病患者 ◎正在接受医生治疗的人士、特别是感觉身体异常的人士
 - ◎风湿症、痛风等导致关节变形的人士 ◎有头晕、站不稳、耳鸣症状的人士 ◎由于挫伤、肌肉拉伤等出现炎症反应的人士
 - ◎患有腱鞘炎、或可能患有腱鞘炎的人士 ◎被认为丧失温度感觉的人士
- 高龄或骨质脆弱的人士，即使没有特定疾病，在使用按摩椅前也应咨询医生。
- 使用后如无效果，请咨询医生或专家。

注意



禁止

- 请勿以本使用说明书上没有介绍的方法使用本机。另外，请勿将本机与其他治疗器材并用，或覆盖上电热毯后使用。
 - 否则可能给身体带来不好的影响或导致受伤。
- 请勿在载人状态下搬动按摩椅。
 - 否则，按摩椅倾倒可能导致事故或受伤。
- 请勿在椅背放平状态下坐在椅子上。
 - 否则可能会给脚架带来过大压力，导致故障。另外，按摩椅倾倒可能导致事故或受伤。
- 使用本机时请勿使用附件以外物品。



强制

- 将电源插头插入插座前，请务必确认主电源开关处于“OFF”状态。
 - 否则可能导致故障或触电。
- 请将电源插头及接口完全插入。
 - 否则可能导致触电、短路、起火。
- 使用前请遵循本使用说明书，依次打开所有开关，确认机器正常运转。
- 刚开始以轻度按摩程序开始进行按摩。
 - 一开始按摩刺激过强可能导致受伤。特别是高龄或骨质脆弱的人士，按摩时请十分注意。
- 为安全起见，请确认装置的位置，如果装置不在收纳位置，请接通主电源开关，确认已收纳后再缓缓坐下。关于收纳位置，请参照第7页。
- 请勿蹲、站、坐在脚架上。
 - 按摩椅倾倒可能导致事故、受伤或故障。
- 若长时间没有使用本机，再次使用时，请务必重新阅读本使用说明书，确认机器能正常运转后再使用。

安全注意事项

使用时的注意点

警告



禁止

- 请勿将电源线或遥控器线缠绕在按摩椅上，或压在按摩椅底座下。另外，请勿损坏、加工、过度弯曲、拉伸或扭动电源线和遥控器线。
 - 否则可能导致电线破损，引起火灾或触电。
- 请勿将水或其他液体泼洒到按摩椅或遥控器上。
 - 否则可能导致触电、短路、起火。
- 请勿让儿童、无法表达自己意志或行动不便的人士使用按摩椅。另外，切勿让儿童或宠物在按摩椅上或周围（椅背后方、脚架下方等）玩耍，或者蹲、坐在按摩椅上。
 - 否则可能导致事故或受伤。
- 椅子上坐着 2 人以上时，请勿使用按摩椅。特别是抱着孩子（婴儿等）时。
 - 否则可能导致事故或受伤。
- 请勿在身上有水时坐到按摩椅上，或用湿手进行操作。
 - 否则可能导致触电或故障。
- 面料有破损时请停止使用，并从插座中拔出电源插头。
 - 否则可能导致事故、受伤或触电。如需维修，请与购买的经销商联系。
- 用手抬起按摩椅时，请勿突然松手。







强制

- 开始按摩前和立起、放下椅背时，请务必确认周围没有人（特别是儿童）和宠物。另外，请注意不要让身体或物品夹在椅背后方或脚架的下方。
 - 否则可能导致事故或受伤。
- 身体或物品被夹到时，请按椅背调节按钮，使椅背返回到安全位置。




安全注意事项

安全注意事项






使用时的注意点

 注意	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 请勿在裸露肌肤的情况下直接使用按摩椅。 ● 请勿将按摩椅用于除按摩及椅子之外的用途。 → 否则可能导致事故或受伤。 ● 请勿使用于头部、胸部、腹部、关节处（手肘、膝盖等）。 → 否则可能导致身体不适或受伤。为避免太过强烈的刺激，请在颈部等部位垫上柔软的毛巾。 ● 请勿将手放入按摩轮上下运动的部分、椅背等可动部分。另外，使用时请勿佩戴发饰、项链、手表、手镯、戒指等坚硬物体。 → 否则可能导致受伤。 ● 请勿将脚放入本使用说明书记载的按摩部分（腿部装置）以外的位置。 ● 脚架只能用于腿部。 → 否则可能导致受伤。 ● 请勿在无人状态下运转按摩椅。 → 否则可能导致事故或受伤。
 强制	<ul style="list-style-type: none"> ● 发生紧急情况或感觉按摩椅运转有异常时，请按下遥控器的[安全停止]按钮，停止按摩。 ● 使用中若感觉剧烈疼痛或身体异常，请立即停止使用，并向医生咨询。 ● 如果觉得按摩过于刺激时，请根据本使用说明书减弱刺激程度。如果调整后还是觉得刺激过于强烈，请停止使用，并与购买的经销商联系。 → 如果觉得过于刺激却继续使用，可能导致受伤。 ● 取下缓冲衬垫后，如果感觉按摩刺激过强，请立即停止使用，安装缓冲衬垫后使用。 → 否则可能导致受伤。 ● 按摩时请勿拆卸下背部靠垫。 ● 请避免在按摩过程中入睡。 → 否则可能导致受伤。 ● 每次按摩的时间不能超过 30 分钟。持续按摩同一个地方的话，请勿超过 5 分钟。 ● 长时间连续使用会造成过度刺激，导致反效果或受伤。每天总的按摩时间请控制在 30 分钟左右。 ● 按摩腿部时，腿从脚架中抽出后，请勿强行再把腿放进去。 → 如果强行放入，可能导致故障。
 拔掉电源插头	<ul style="list-style-type: none"> ● 停电时或可能停电时，请立即关闭主电源开关，并把电源插头从插座上拔下。 → 否则，恢复电力供应时可能导致事故或受伤。 ● 可能发生打雷现象时，请立即停止使用，关闭主电源开关，并把电源插头从插座上拔下。 ● 当按摩椅不运转或感觉到异常时，为防止事故发生，请立即停止使用，关闭主电源开关，把电源插头从插座上拔下，并送至购买的经销商进行检修。 → 否则可能导致触电、漏电或短路，从而引起火灾。

使用后及不使用时的注意点

 注意	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用结束后，请务必关闭主电源开关，并将电源插头从插座上拔下。 → 否则可能因儿童或宠物摆弄等引起事故或受伤。 ● 请勿将电源线用于本机以外的设备。 ● 本机使用后，务必将椅背完全直立。 ● 使用结束后，请清洁干净并放置于凉爽处。 ● 请勿将物品放置于按摩椅上。
 拔掉电源插头	<ul style="list-style-type: none"> ● 将电源插头从插座上拔下时，请勿直接拉扯电源线，而应握住电源插头拔出。 → 否则可能导致触电或短路，从而引起火灾。 ● 清洁保养之前请务必将电源插头从插座上拔下。而且，请勿用湿手插拔电源插头。 ● 不使用时，请务必将电源插头从插座上拔下。 → 灰尘或湿气可能导致电线绝缘老化，从而引起触电、漏电或火灾。

其他注意点

 警告	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 请勿站在按摩椅上。请勿从上方给予按摩椅强烈冲击，例如坐在椅座以外的地方等。 → 按摩椅倾倒可能导致事故、受伤或故障。
 禁止拆卸	<ul style="list-style-type: none"> ● 若按摩椅发生故障，请与经销商联系，切勿自行修理。 ● 电源线破损时，请委托购买的经销商进行更换，以免发生危险。 ● 请勿改造按摩椅。 → 否则可能导致火灾、触电或受伤。
 注意	
 强制	<ul style="list-style-type: none"> ● 若将按摩椅转让或借予他人，请务必将本使用说明书与按摩椅一起交给对方。

注意

- 废弃本产品及附属品时，请向最近的市政窗口咨询正确的废弃方法。

主要特点及功效

特点

新全身系 通过双重按摩装置进行全身按摩

分别搭载背部和腿部的按摩装置，通过同步式的轻揉按摩，同时再现促进血液从身体末端流回心脏的向心法和促进血液从心脏输送到身体末端的离心法。

此外，上半身和下半身同时集中按摩，准确到位。

腿部包覆揉捏 腿部装置搭载环状指压球

通过独有技术的环状指压球，可对腿肚等部位进行强有力的包覆式揉捏。

找出全身指压穴位 通过光学传感器自动探测全身指压穴位的系统

采用独有技术的光学传感器，捕捉因人而异的指压穴位进行按摩。

缓解肌肉酸痛 揉捏、捶打动作的左右独立推出按摩

通过左右独立的气囊推出结构，集中按摩上半身，缓解肌肉酸痛和疲劳。

模拟无重力姿势 采用零重力角度

按摩时的倾斜角度，自动设定为肌肉负担较小的角度。
以宛如无重力的放松姿势进行按摩。

包覆指压 足底按摩

包覆足尖，通过环状指压球进行刺激足底的按摩。

因时疗疲 丰富多彩的按摩程序

配合您的使用目的，我们为您准备了自动程序及您喜欢的程序。自动程序可自动选择最合适您的程序，而您喜欢的程序则可根据您的个人喜好组合各种功能。

延伸至指尖的温暖 搭载取暖器

温暖至身体末端，使身体放松。

使用目的及功能功效


代替人工按摩。在一般家庭使用。

- 舒缓肌肉疲劳
- 可减轻轻微的肌肉隐痛和疼痛

各部分的名称与功能

按摩椅

各部分的名称与功能




①	枕垫 (带枕垫外罩)
②	靠垫
	② -1 背部靠垫
	② -2 椅座腿部靠垫
③	椅背
④	扶手 (右)
⑤	扶手 (左)
⑥	椅座
⑦	脚架

⑧	遥控器
⑨	遥控器收纳袋
⑩	背面外罩
⑪	脚轮
⑫	主电源开关
⑬	接入口
⑭	连接口
⑮	电源线
⑯	电源插头

⑰	枕垫 (大)
⑱	枕垫固定带
⑲	按摩部 (背部装置)
⑳	按摩部 (腿部装置)
㉑	扶手固定装置 (右)
㉒	扶手固定装置 (左)
㉓	收纳位置 (背部装置)
㉔	收纳位置 (腿部装置)
㉕	气囊


遥控器



①	开 / 关按钮	接通或切断遥控器的电源。若在按摩椅运转中按下此按钮，则按摩轮退回到收纳位置后按摩停止。遥控器电源接通时绿色灯亮，切断时橙色灯亮。安全停止时红色灯闪烁。
②	安全停止按钮	发生紧急情况或感觉按摩椅运转有异常时请按下此按钮。则按摩椅立即停止运转。
③	揉捏位置显示部分	显示按摩中的按摩轮位置。
④	指压穴位探测指示灯	指示灯将通知您指压穴位的探测情况及探测完毕。
⑤	自动程序按钮 1	按下各按钮可选择程序。
⑥	椅背调节按钮	用于调节倾斜角度。
⑦	位置调节按钮 (肩 & 脚)	用于探测指压穴位时调整肩部位置，及自选程序时调节按摩轮的位置。

各部分的名称与功能

遥控器 / 翻盖内部



⑧	自动程序按钮 2	按下各按钮可选择程序。
⑨	强度调节按钮	可以调节背部装置和腿部装置的强度。
⑩	平衡调节按钮	可平衡设定背部装置左右按摩量。
⑪	您喜欢的程序按钮	可以选择基本动作或特殊动作。
⑫	手臂气压按摩按钮	可选择手臂气压按摩。
⑬	自动翻起解除按钮	可选择或解除程序结束时椅背自动直立的动作。
⑭	手部加热按钮	可打开 / 关闭手部取暖器。

警告	<ul style="list-style-type: none"> ● 请勿将水或其他液体泼洒到遥控器上。 ● 请勿用湿手进行操作。
注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 请勿坐于遥控器上，或摔落、踩踏遥控器，也切勿强行拉扯遥控器线。 ● 请勿用尖锐或坚硬的物体按压按钮。 → 否则可能导致破损。

使用前

- 本产品以椅背完全平放的状态包装。使用前，请务必把椅背和脚架翻起。
- 室温偏低时，欲调高室内温度使用按摩椅，请逐渐调高温度，切勿过快升温。将本机从低温储存处移至温暖的室内时，请等待 1 小时左右之后再开始使用。
→ 否则可能会出现运转部位结露，无法完全发挥性能的情况。


关于放置场所

请确保按摩椅后方留有约 40 cm 以上、按摩椅前方留有人员可以通过的空间，避免椅背倾斜时碰到墙壁或其他物品。

注意

- 请勿在浴室或桑拿房等湿气重的地方使用。
 - 请将本机放置在平坦的地面上使用。
 - 请勿将本机放置于阳光直射的地方，或靠近供暖器具等高温地方。
 - 请勿让香烟或烟灰缸等明火类物品靠近按摩椅。
- 为防止损伤地板和降低运转噪音，请在按摩椅下铺设地毯等物。
(请勿铺设电热毯。)
 - 由于按摩椅较重，放到地面上时请注意不要损伤地板。
 - 请将按摩椅放置在距离电视、收音机等视听类电子器材 1 m 以外的地方。否则可能会产生杂音。
 - 若体重 100 kg 的人坐在按摩椅上，则每 1 cm²负重约 1.0 kg。

使用前




确认包装箱内的物品

请确认包装箱内装有按摩椅机体和附件。

按摩椅	附件			
	使用说明书	缓冲衬垫	电源线	遥控器收纳袋

搬入 / 移动的方法

搬运前，请关闭主电源开关，并将电源插头从插座中拔出。

用脚轮移动时	抬起搬运时
请放平椅背，抓住脚架内侧的把手将前部抬起，通过脚轮移动按摩椅。	请将椅背放平，抓住背部外罩上方的把手和脚架内的把手，将按摩椅抬起移动。
	

- 由于按摩椅较重，在搬入移动时请注意不要伤到腰或其他部位。
- 遥控器连接在按摩椅上，因此移动时请注意不要使其掉落。

⚠ 注意



- 请勿在载人状态下搬动按摩椅。
- 请从插座中拔出电源插头后再搬动按摩椅。
→ 否则可能导致电源线破损，引起火灾或触电。

使用前

扶手的翻起方法

请按照以下步骤翻起扶手。

- ① 请翻起折叠状态的扶手。
- ② 请旋转止动塞，进行锁定。
(为安全起见，请旋转到最后。)



扶手的放下方法

请与翻起方法相反的步骤放下扶手。

⚠ 注意

- 翻起 / 放下扶手时，请注意避免手或手指被夹到。
- 如果不进行锁定就使用，扶手可能会意外倒下。
→ 否则可能导致故障或受伤。

使用前


遥控器收纳袋的安装方法

可将遥控器收纳袋安装在扶手上。


请在扶手立起的状态下,将遥控器收纳袋切实安装到扶手内侧的搭扣上。

拆卸步骤与安装步骤相反。

使用前



如右图所示,将遥控器插入收纳袋后使用。




⚠注意


●将遥控器插入遥控器收纳袋时,请注意遥控器线。

接通主电源的方法

①将电源线的连接口插入按摩椅后方的接入口,然后将插头插入插座。



②打开按摩椅后方的主电源开关。



※若按摩轮停留在中途,打开主电源开关,则按摩轮会自动返回到收纳位置。

⚠警告

●请勿使用变压器。
→否则可能导致故障或触电。

⚠注意

●将电源插头插入插座前,请务必确认主电源开关处于“OFF”状态。
●请将电源插头完全插入。
●使用前请遵循本使用说明书,依次打开所有开关,确认机器正常运转。


确认面料

请确认各部分的面料有无破损。

①背部靠垫


拉开头顶部的拉链。

向前放倒背部靠垫，用手触摸确认布料有无破损。



②椅座腿部靠垫

从椅座腿部靠垫的侧面开口部伸手触摸确认布料有无破损。





使用前

注意

●按摩之前务必确认按摩部位的面料有无开裂破损现象。请检查其他部位，确保面料无破损现象。若发现面料上有破损，无论破损处大小，请拔下电源插头，并与购买的经销商联系。请绝对不要拆下按摩部位的面料、或在面料有破损时使用，否则会有严重的安全隐患。

遥控器线的处理方法（左右相同）

①将遥控器线穿过脚底的搭扣并固定。



②请将带有遥控器线的搭扣穿过扶手固定装置前端的小环并固定。

③遥控器放入收纳袋。

调节按摩椅

按摩椅的坐法

装置一般情况下为缩回在收纳位置的状态。
为确保安全,请确认按摩装置的位置。若按摩装置位于上述以外的位置,请立即打开主电源开关,待按摩装置返回到收纳状态后再慢慢地坐入按摩椅中央。




- 请勿在椅背放平状态下坐在椅子上。
→否则可能会给椅背和扶手带来过大压力,导致故障。另外,按摩椅倾倒可能导致事故或受伤。
- 刚开始以轻度按摩程序开始进行按摩。

坐上 / 离开椅子时的注意点

坐上或离开椅子时,请勿将手放在扶手气囊上作支撑。否则可能导致故障。请将手放在扶手固定装置前端坐上或离开椅子。

调节按摩椅




- 请勿从扶手上方施加强烈的外力。
→按摩椅倾倒可能导致事故、受伤或故障。


调节枕垫

可以通过内侧的搭扣调节枕垫位置。请预先将头部和枕垫位置调节合适后,再进行按摩。

请通过按摩椅搭扣的安装位置调节枕垫位置。



正确的枕垫位置




- 请将枕垫放置于正确位置上使用。位置不正确可能导致自动指压穴位探测功能失常。


枕垫的拆除方法

可通过以下步骤拆除枕垫上的外罩。

①从按摩椅上拆下枕垫。




②从枕垫外罩中央开口部拔出枕垫的带状部分，将枕垫从外罩的侧面开口部取出。



缓冲衬垫的使用方法

若感觉按摩刺激过强，请将附件缓冲衬垫放置在背部靠垫和椅座上进行按摩。




⚠注意

- 请确认缓冲衬垫没有卷曲或位置偏移。
→否则可能导致故障或受伤。

扶手的使用方法

如下图所示，放置手臂时手肘位于扶手和椅背之间。



⚠注意

- 只能用于手臂。
→否则可能导致受伤。
- 按摩手臂时，当手臂从扶手中抽出后，请勿强行再把手臂放进去。
→如果强行放入，可能导致故障。
- 请勿按摩手肘。按摩时，请保持手掌向下。请勿以其他方向放入手臂。
→否则可能导致受伤。

调节按摩椅

椅背倾斜的使用方法

上下调节

■升起椅背时

按下椅背调节按钮上侧的按钮可升起椅背。


■降下椅背时

按下椅背调节按钮下侧的按钮可放下椅背。



调节按摩椅

按摩结束后



长按功能

按住椅背调节按钮 2 秒以上，椅背可自动倾斜到最大角度。

倾斜椅背的中途有时会感到轻微的晃动。


这个会在倾斜椅背的过程中重心转移时发生。

警告


●开始按摩前和放下椅背时，请务必确保周围没有人（特别是儿童）和宠物。另外，请注意不要让身体或物品夹在椅背后方或脚架的下方。

足底程序时脚架的使用方法

足底程序时，请确认有腿部装置后，将腿放入下图所示的按摩轮之间使用。



请在此处放入脚后跟。



按摩结束后

注意周围情况，将椅背完全直立！

关闭按摩椅后方的主电源开关！

将电源插头从插座中拔出。不耗电待机电力，达到省电（节能）效果。

注意

- 使用结束后，请务必关闭主电源开关，并将电源插头从插座上拔下。
→否则可能因儿童或宠物摆弄等引起事故或受伤。
- 使用后，务必将椅背完全直立。
- 使用结束后，请清洁干净并放置于干爽处。
- 将电源插头从插座上拔下时，请勿直接拉扯电源线，而应握住电源插头拔出。
- 不使用时，请务必将电源插头从插座上拔下。
- 请注意不要让线缆类绊倒。

程序类型及特点

自动程序

事先设定菜单，可一键轻松选定适合您目的和用途的程序。

保健按摩程序	<p>全身快速程序 可短时间舒缓全身疲劳的程序。</p> <p>缓解全身疲劳程序 可缓解全身疲劳的程序。 从颈根部到脚踝，毫无遗漏地轻揉全身指压穴位。</p> <p>向心程序 根据促进血液从身体末端流回心脏的向心法，沿着静脉流向进行按摩。 可使身体放松、苏醒的程序。</p> <p>离心程序 根据促进血液从心脏输送到身体末端的离心法，沿着动脉流向进行按摩。 推荐想放松身体时、休息前使用的程序。</p> <p>身体平衡程序 自动调节左右按摩轮推出量，分别对左右背部设置重点进行按摩，调整身体左右平衡的程序。</p>
集中程序	<p>颈部 / 肩部程序 集中按摩颈根、颈脖、肩上部、肩部。</p> <p>腰部 / 坐骨程序 集中按摩腰部到臀部的部分和大腿部分。</p> <p>腿部 / 臀部程序 集中按摩腿肚到大腿部分和臀部附近。</p>

程序类型及特点


您喜欢的程序

可自由组合您喜欢的功能。也可调节快慢、强弱、上下等按摩动作。

自动程序

自动程序的按摩

- 配备了 8 种程序，可缓解并改善您的疲劳。
- 按下各个程序按钮，选择您喜欢的程序，根据事先设定好的菜单进行按摩。



自动程序

1 按下 [开/关] 按钮。

插入电源后，如未在 5 分钟内启动按摩，则自动切断电源。

2 按下您喜欢的程序按钮。

椅背倾斜到零重力角度[※]。调整结束后，指压点探测中指示灯亮，探测指压穴位。

【注意】

请完全坐入椅中，以舒适的姿势将头靠在枕垫上。身体抬起时，无法正确探测指压穴位。





3 可以调节肩部位置。

指压穴位探测结束后，肩位置调节按钮闪烁。

闪烁期间，可以调节肩部位置。如果不需要调节，则保持原状。

调节肩部位置

肩部位置不合适时，请在肩位置调节按钮闪烁期间，调节肩部位置。




4 程序开始运行。


探测完指压穴位后，探测完成的指示灯亮起，开始运行程序。可在程序运行中调节装置强度或气压强度，解除气压动作。




调节装置强度	
	装置强度可分 3 档进行调节。 每按一次按钮，可依序切换弱⇒中⇒强之间的状态。 (程序开始时默认设定为中。)



气压按摩强度的调节与解除


	<p>可调节气压按摩的强度。 每按一次气压强度调节按钮，可依序切换弱⇒中⇒强之间的状态。 (程序开始时默认设定为中。)</p>
---	---

背部平衡功能

	左强	选择左强,可减少背部右侧的按摩次数,增加背部左侧的按摩次数。
	左右相同	可将背部左右按摩量平衡设定为相同。
	右强	选择右强,可减少背部左侧的按摩次数,增加背部右侧的按摩次数。

⑤ 程序结束。

椅背自动升起，按摩轮返回至收纳位置。其后，遥控器电源被切断，却依然可以使用椅背上下调节功能。

自动翻起解除	
	<p>可解除在程序结束后椅背自动直立的动作。解除中绿色指示灯亮起。 再次按下按钮则取消解除，按摩结束时椅背将直立。</p>

自动程序

变更程序

不必等程序结束，在运行过程中即可切换至其他程序。另外，即便正在按摩程序运行中，若运行时间超过 30 分钟，按摩会自动结束。

自动程序→自动程序

自动程序运转时，按下其他自动程序按钮，则按摩轮返回到检测的肩部位置，并在再次确认肩部位置后开始。再次确认肩部位置时，可调节肩部位置。

自动程序→您喜欢的程序

自动程序运转时，打开遥控器翻盖，按下喜好程序的按钮，则在按下的同时，自动程序中断，开始执行所选择的动作。选择检测肩部位置的动作用时，再次确认肩部位置后开始。

(选择气压按摩时，可以先选择揉捏及捶打等动作，或者按下 [开 / 关] 按钮结束自动程序后再进行选择。)

中途结束程序


欲中断程序时，请在运转时按下 [开 / 关] 按钮。按摩轮收纳之后即停止。

紧急情况时或感觉按摩椅运转**有异常时**，请按下 [安全停止] 按钮。则按摩椅立即停止运转。请确认后，按下 [开 / 关] 按钮。按摩轮收纳之后即停止。

选择程序时，自动程序可能出现自动倾斜的情况。另外，在程序运行时，也可能出现自动倾斜的情况。因此使用前请确认后方没有人或障碍物。另外，使用中请避免其他人靠近按摩椅。




- 如果觉得按摩过于刺激时，请根据本使用说明书减弱刺激程度。如果调整后还是觉得刺激过于强烈，请停止使用，并与购买的经销商联系。
→如果觉得过于刺激却还继续使用，可能导致受伤。
- 请勿将手脚放入按摩轮上下运动的部分、椅背等可动部分。
另外，使用时请勿佩戴发饰、项链、手表、手镯、戒指等坚硬物体。
- 按摩腿部时，腿从脚架中抽出后，请勿强行再把腿放进去。
- 每次按摩的时间不能超过 30 分钟。持续按摩同一个地方的话，请勿超过 5 分钟。
→长时间连续使用会造成过度刺激，导致反效果或受伤。
每天总的按摩时间请控制在 30 分钟左右。



您喜欢的程序

各部分的操作与调节方法



您喜欢的程序

① 按下 [开 / 关] 按钮。

插入电源后，如未在 5 分钟内启动按摩，则自动切断电源。

② 按下您喜欢的按摩的按钮。

请从基本动作、滚动、特殊动作、气压按摩中组合选择您喜欢的动作。

③ 可以调节肩部位置。

选择包括指压穴位探测的动作时，指压穴位探测结束后，肩位置调节按钮闪烁。闪烁期间，可以调节肩部位置。如果不需要调节，则保持原状。



④ 程序开始运行。

选择包括指压穴位探测的动作时，指压穴位探测完成后，探测完成的指示灯亮起，程序开始运行。即使程序正在运行中，也可以变更基本动作、调节装置强度、调节或解除气压强度。




⑤ 程序结束。

按摩轮返回到收纳位置。其后，遥控器电源被切断，却依然可以使用椅背上下调节功能。

调节按摩轮的位置

	没有选择滚轮时 将按摩轮的位置调节至欲按摩的部位。	▲	按下的同时，按摩轮继续向上运转。
		▼	按下的同时，按摩轮继续向下运转。
	选择全体滚轮时 切换上升及下降。	▲	在下降时按下按钮，则切换为上升。
		▼	在上升时按下按钮，则切换为下降。
	选择部分滚轮时 部分滚轮范围的中心位置是可调节的。以 松开按钮时的位置为中心运转。	▲	按下的同时，按摩轮继续向上运转。
		▼	按下的同时，按摩轮继续向下运转。

●按摩轮位于最顶部(最底部)时，或位于指压穴位探测的肩部位置时，再选择上升(下降)，则会发出“哔哔”的警告声。



幅度调节



可调节幅度的基本动作运转中，按摩轮的幅度可在窄⇒中⇒宽 3 档之间进行调节。
(程序开始时默认设定为窄。)

速度调节



可调节速度的基本动作运转时，气压按摩的速度可分 3 档进行调节。
(程序开始时默认设定为中档。)

调节装置强度



装置强度可分 3 档进行调节。
每按一次按钮，可依序切换弱⇒中⇒强之间的状态。
(程序开始时默认设定为中。)

调节手臂气压按摩的强度



可调节手臂气压按摩的强度。
每按一次气压强度调节按钮，可依序切换弱⇒中⇒强之间的状态。
(程序开始时默认设定为弱。)

变更程序

您喜欢的程序→自动程序

在您喜欢的程序运行时，如果按下自动程序按钮，将切换至自动程序。另外，即便正在按摩程序运行中，若运行时间超过 30 分钟，按摩会自动结束。

中途结束程序

欲中断程序时，请在运转时按下 [开 / 关] 按钮。按摩轮收纳之后即停止。

紧急情况时或感觉按摩椅运转**有异常时**，请按下 [安全停止] 按钮。则按摩椅立即停止运转。请确认后，按下 [开 / 关] 按钮。按摩轮收纳之后即停止。



- 如果觉得按摩过于刺激时，请根据本使用说明书减弱刺激程度。如果调整后还是觉得刺激过于强烈，请停止使用，并与购买的经销商联系。
→如果觉得过于刺激却还继续使用，可能导致受伤。
- 请勿将手脚放入按摩轮上下运动的部分、椅背等可动部分。
另外，使用时请勿佩戴发饰、项链、手表、手镯、戒指等坚硬物体。
- 按摩腿部时，腿从脚架中抽出后，请勿强行再把腿放进去。
- 每次按摩的时间不能超过 30 分钟。持续按摩同一个地方的话，请勿超过 5 分钟。
→长时间连续使用会造成过度刺激，导致反效果或受伤。
每天总的按摩时间请控制在 30 分钟左右。

您喜欢的程序

您喜欢的程序

您喜欢的程序的动作说明

请从您喜欢的程序的按摩菜单中选择所喜欢的按摩动作。

- 动作调节栏中如果标记○标记，表示可在运行过程中调节动作。
- 不能进行幅度调节的动作及与滚轮组合使用时，无法调节幅度。

背部装置

	功能	内容	速度调节	幅度调节	上下调节	强度调节
基本动作	揉捏	交互进行向上揉捏和向下揉捏动作。	○	-	○	○
	捶打	进行捶打动作。	○	○	○	○
	揉捏&捶打	同时进行向上揉捏和捶打动作。	○	-	○	○
滚轮	全体滚轮	通过上下运动舒展上半身。	-	○	○	○
	部分滚轮	通过上下运动部分舒展上半身。	-	○	○	○
特殊动作	指压	进行指压动作。	-	-	○	○
	轻揉颈部	以颈部为中心进行轻揉动作。	-	-	-	○
	轻揉肩井穴	以肩上部为中心进行轻揉动作。	-	-	-	○
	轻揉肩部	以肩胛骨周围为中心进行轻揉动作。	-	-	-	○

(※) 特殊动作无法与基本动作、滚轮组合使用。

腿部装置

	功能	内容	上下调节	强度调节
基本动作	足底	进行足底按摩动作。	○	○
	腿肚	进行腿肚按摩动作。	○	○
	大腿	进行大腿按摩动作。	○	○
滚轮	全体滚轮	通过上下运动舒展下半身。	○	○
	部分滚轮	通过上下运动部分舒展下半身。	○	○

(※) 分部位动作无法与滚轮动作组合使用。

气压按摩

功能	内容	强度调节
手臂气压按摩	左右交互气压按摩前臂部分。	○

故障排除

进行以下检查后如仍有异常，为防止事故发生，请立即停止使用，并将电源插头从插座上拔出，同时与购买的经销商联系。

状态	原因及补救措施	
左右两边装置的按摩轮位置偏离。	因为采用交替捶打的结构，构造上不可避免产生的，并非故障。 	构造上不可避免产生的，并非故障。
按摩轮移动到头部和腿部后停下。	通过自动定时器功能，按摩结束后使装置移动至头部和脚部，避免干扰身体。	
进行揉捏动作时，按摩轮可能没到位。	人坐在按摩椅上时，装置负重大的位置和负重小的位置的边界、体重体型等个人差异等可能导致按摩轮卡住。	
遥控器的开关按钮和程序按钮闪烁。	请关闭按摩椅后方的主电源开关，约 5 秒后再重新接通主电源开关。	检查后，如仍有异常，请立即停止使用。
无法正常自动探测指压穴位。 (按摩轮与肩部的高度不一致。)	请完全坐入椅中，将头靠在枕垫上。探测完指压穴位后，立即按下肩部调节按钮调节肩部位置。	
按下遥控器按钮后，还是无法正常运转。或者无法接通电源。	请进行以下检查。 ①电源插头是否完全插入插座？ ②按摩椅后方的主电源开关是否打开？ ③是否同时按下 2 个按钮？	
电源线及电源插头异常发热。	请立即停止使用。	

故障排除

请勿让非服务人员对其进行拆卸或维修。

请与购买的经销商联系。

故障排除

运转时的声音

运转时会发出以下的运转声音。

伴随着捶打发出的声音	咕咚咕咚声
揉捏运转时按摩轮与面料的摩擦声	咻咻声 吱吱声
按摩轮升降、揉捏动作时的声音	嗡嗡声
气压按摩的声音	咯噔咯噔声
充气泵的声音	嗡嗡声
气囊的排气声	咻的声音
椅背倾斜升降的声音	嗡嗡声

※上述声音不会对性能等造成影响。

故障排除

安全检查

安全检查

长期使用的情况下检查产品时

出现以下情况

- 有时按下开关后，还是无法运转。
- 电源线龟裂或破损。
- 电源线及电源插头异常发热。
- 有烧焦的味道，或运转时伴随异常声音及振动。
- 有时无法自动关闭定时器。
- 出现其他异常或故障。

如果出现如左侧所述情况时，为避免发生故障或事故，请停止使用，将电源插头从插座上拔出，并送至购买的经销商进行检查。

为了安全使用

按摩部位的面料为消耗品，使用年限为 3 年。（使用条件：1 天 30 分钟，每天使用的情况。）

安全起见，建议在购买后未超出使用年限前，送至购买的经销商进行定期检查。

使用条件与上述不符时，使用年限也会有所变化。

安全起见，建议在购买满 5 年后，进行按摩椅的全面检查。

检查、维修所需的费用请与购买的经销商商谈。

Q&A

Q 是否可以将按摩椅放置于电热地毯上?

A 可能会引起火灾,因此请勿放置于电热毯上。

由于按摩椅较重,可能会损害电热毯的发热体,由此引起火灾。

Q 是否可以放置于木地板及地暖地板上?

A 可以放置。

但是,可能会损伤地板,因此建议将按摩椅放置于地毯之上。(榻榻米等也一样)

Q 体重太重也可以使用吗?

A 建议体重低于100kg的人士使用。

体重超过100kg的人士使用时,请将身体稍微抬起。

Q 如何增强按摩强度?

A 请试试以下的操作。

- 完全坐下,将重量完全放在椅背上。
- 通过装置强度按钮将装置强度设为“强”。
通过以上方法,可以增加按摩强度。

Q 如何减弱按摩强度?

A 请试试以下的操作。

- 安装缓冲衬垫。
- 通过装置强度按钮将装置强度设为“弱”。
通过以上方法,可以减弱按摩强度。

Q 程序结束时,是否会自动倾斜椅背?

A 自动程序结束时椅背自动翻起。

但是通过解除按钮解除椅背的自动翻起动作时,椅背将不会翻起。

Q 身高不足150cm或超过180cm的人也可以使用吗?

A 可以使用。

探测指压穴位时肩部位置可能不一致,请探测指压穴位后调节肩部位置。

Q 不小心把水泼上去了,怎么办?

A 可能导致触电。请立即停止使用,并进行以下操作。

- 关闭按摩椅后方的主电源开关。
- 将电源插头从插座上拔出。
进行以上操作后,请与购买的经销商联系。

收纳及清洁保养的方法

收纳方法

- 去污除尘后，放置于干爽的地方。
- 不使用时，请罩上防尘套，以免沾上灰尘。
- 为防止宠物啃咬电源线，收纳期间请勿让宠物接近本机周围。



注意

- 请勿将本机放置于阳光直射的地方，或靠近供暖器具等高温地方。

清洁保养的方法



注意

- 清洁保养之前请务必将电源插头从插座上拔下。而且，请勿用湿手插拔电源插头。

【靠垫及各外罩的清洁保养】

沾上污垢时，将柔软的清洁布浸入溶有少量中性洗剂的温水中，完全拧干后再擦拭。



注意

- 与塑料及室内壁纸等长时间接触后，可能引起变色。

【遥控器的清洗保养】

请用干布拭去遥控器上的污垢。

- 请勿使用湿毛巾擦拭。→否则可能导致故障。

【其他塑料部件的清洁保养】

将柔软的清洁布浸入含少量中性洗剂的温水中，完全拧干后再擦拭，为避免洗涤剂残留请用干布再擦拭干净。

- 请勿使用酒精、其他溶剂及抛光粉清洁保养，否则可能导致划伤、变色、龟裂。

适用的物品	不适用的物品

售后服务

1、保修卡

请仔细阅读然后保管好。请将附于按摩椅中的保修卡填好后邮寄回来。
不是普通家用（商用等）的情况下，正常保修将失效。
请向您的当地经销商咨询有关商业用途的政策。

2、委托维修时

委托维修前,请事先仔细阅读 22 ~ 23 页的“故障排除”。检查后如仍有异常,请与购买的经销商联系委托以下事宜。

- 1) 姓名、地址、电话号码
 - 2) 产品名称、型号 … 请参看本使用说明书的规格栏,或是贴在按摩椅上的公司标牌。
 - 3) 生产编号 … 请参看贴在按摩椅上的公司标牌。
 - 4) 购买日期及购买凭证 / 收据
 - 5) 故障状态 (请尽可能详细告知。)
- 例如) 若遥控器按钮指示灯如右图闪烁, 请告知是哪个程序的按钮闪烁。










- 保修期内
维修时, 请出示购买凭证 / 收据。由于即使是保修期内也可能是有偿维修, 因此请仔细阅读保修书。
- 超过保修期时
请联络购买的经销商。通过维修可以维持产品性能的话, 根据客户需要可进行有偿维修。
- 维修用性能零件的最少保有期
本公司在该电动按摩器的维修用性能零件生产结束后, 至少 6 年内都会保有该零件。(但是, 缝制品除外。) 所谓维修用性能零件, 就是指维持该产品性能所必需的零件。
- 如对售后服务有任何疑问, 请咨询
购买的经销商。

售后服务

规格

产品名称	HCP-WG1000A	HCP-WG1000D	HCP-WG1000E
使用电源	AC120V ~ 60Hz	AC220-240V ~ 50-60Hz	AC110V ~ 60Hz
额定功耗	160W	160W	160W
额定时间	30 分钟		
揉捏速度	[背部] 最慢约 6 次 / 分钟 最快约 20 次 / 分钟		
	[脚部] 最慢约 6 次 / 分钟 最快约 20 次 / 分钟		
捶打速度	[背部] 最慢约 180 次 / 分钟 最快约 500 次 / 分钟		
按摩轮上下移动速度	[背部] 最慢约 3.0 cm / 秒 最快约 3.6 cm / 秒		
	[脚部] 最慢约 3.0 cm / 秒 最快约 3.6 cm / 秒		
按摩范围	约 140 cm	[背部] 约 75 cm (使用部分滚轮时, 在约 30 cm 的范围内自动反复) [脚部] 约 65 cm (使用部分滚轮时, 在约 35 cm 的范围内自动反复)	
按摩轮推出量	[背部] 约 4.5 cm		
	[脚部] 约 5.7 cm		
气压	约 37 kPa (泵吐出口附近)		
取暖器	45°C以下		
自动程序	保健按摩程序 5 种		
	集中程序 3 种		
您喜欢的程序	15 种 (部分带自动探测指压穴位功能)		
程序定时器	约 15 分钟 (您喜欢的程序)		
防过度使用定时器	约 30 分钟 (连续动作时)		
倾斜角度	相对于水平面约 118° ~ 约 153° 无等级 (电动倾斜)		
按摩椅尺寸	约 86 cm × 约 140 (158) cm × 约 108 (76) cm (宽 × 长 × 高) 长、高的 () 内数字为最大倾斜角度时的长、高		
重量	约 80kg		
外层面料	合成皮革、聚酯		
附件	电源线、遥控器收纳袋、缓冲衬垫		

规格



Manufactured by FAMILY INADA CO., LTD.
2-1-3 Nishi-Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka 532-0004, Japan
由 FAMILY INADA CO., LTD. 製造
2-1-3 Nishi-Miyahara, Yodogawa-ku, Osaka 532-0004, Japan
Manufactured by FAMILY INADA CO., LTD.
532-0004 日本国大阪市淀川区西宮原 2-1-3

発行日/發行日(日/月/年)
DATE OF ISSUE(day/mo/yr)
1/11/2013
Made in JAPAN
日本製造
原产地：日本